

CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA PARA SHAVER ARTHRO MEDIC

Registro ANVISA Nº: 80381210097

Nome Técnico: Cânulas



Antes do uso, leia atentamente as instruções presentes neste manual.

STERILE R

Produto estéril



Nº de Lote, data de fabricação e validade: Verificar rotulagem do produto



Reprocessamento proibido.

Indicação de uso / Finalidade:

As CÂNULAS DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA PARA SHAVER ARTHRO MEDIC foram desenvolvidas para ser utilizada juntamente com os aparelhos de Shaver Setormed, Ep1, Linvatec, Artrex, Odhon, PS3500, Stryker, Fórmula, Rema, Wolf, Taimin, Artrotek e Storz em procedimentos cirúrgicos de Artroscopia. A CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA PARA SHAVER ARTHRO MEDIC é indicada para perfurar, raspar, moer e retirar excessos de tecidos ósseo e cartilaginosos.

Princípio de funcionamento:

Os princípios de funcionamento da Cânula de Debridação Mini Curva para Shaver Arthro Medic são o corte e sucção de tecidos. A parte interna chamada de cânula de corte e sucção realiza o corte e a sucção dos tecidos simultaneamente.

Especificações / Composição:

Todos os modelos das Cânulas de Debridação Mini Curva para Shaver Arthro Medic são compostos conforme especificações abaixo:

- Ponta da Cânula (interna e externa) - Constituída em aço inoxidável ASTM F899XM-16;
- Corpo da lâmina (interna e externa) - Constituído em aço Inoxidável ASTM F899;
- Traseira de conexão- Constituída em alumínio liga 6351.

Modelos:

031 09 24 03 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR
031 09 25 03 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
031 09 26 03 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR
031 09 27 03 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
031 09 28 03 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR
031 09 29 03 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR
031 09 30 03 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR
031 09 31 03 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR
031 09 32 03 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR
031 09 33 03 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 09 34 03 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 09 35 03 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 09 36 03 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR

031 09 37 03 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
031 09 38 03 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR
031 09 39 03 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
031 09 40 03 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR
031 09 41 03 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
031 09 42 03 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR
031 09 43 03 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
031 09 44 03 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR
031 09 45 03 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR
031 09 46 03 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR
031 09 47 03 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR
031 09 48 03 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR
031 10 01 03 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 10 02 03 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 10 03 03 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 10 04 03 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 10 05 03 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
031 10 06 03 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR
031 10 07 03 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
031 10 08 03 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR
031 10 09 03 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
031 10 10 03 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR
031 10 11 03 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
031 10 12 03 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR
031 10 13 03 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR
031 10 14 03 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR
031 10 15 03 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR
031 10 16 03 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR
032 06 07 03 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - APCR
032 06 08 03 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - APCR
032 06 09 03 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - APCR
032 06 10 03 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - APCR
032 06 11 03 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - APCR
032 06 12 03 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - APCR
032 06 13 03 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - APCR
032 06 14 03 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - APCR
032 06 15 03 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - APCR
032 06 16 03 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - APCR
032 06 17 03 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 06 18 03 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 06 19 03 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 06 20 03 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 06 21 03 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - APCR
032 06 22 03 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - APCR
032 06 23 03 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - APCR
032 06 24 03 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - APCR
032 06 25 03 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - APCR
032 06 26 03 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - APCR
032 06 27 03 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - APCR
032 06 28 03 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - APCR
032 06 29 03 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - APCR
032 06 30 03 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - APCR
032 06 31 03 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - APCR
032 06 32 03 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - APCR

032 06 33 03 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 06 34 03 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 06 35 03 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 06 36 03 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 06 37 03 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - APCR
032 06 38 03 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - APCR
032 06 39 03 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - APCR
032 06 40 03 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - APCR
032 06 41 03 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - APCR
032 06 42 03 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - APCR
032 06 43 03 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - APCR
032 06 44 03 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - APCR
032 06 45 03 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - APCR
032 06 46 03 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - APCR
032 06 47 03 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - APCR
030 09 46 03 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 09 47 03 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 09 48 03 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 10 01 03 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 10 02 03 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 10 03 03 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 10 04 03 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 10 05 03 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 10 06 03 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 10 07 03 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 10 08 03 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 10 09 03 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 10 10 03 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 10 11 03 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 10 12 03 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 10 13 03 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 10 14 03 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 10 15 03 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 10 16 03 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 10 17 03 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 10 18 03 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 10 19 03 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 10 20 03 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 10 21 03 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 10 22 03 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 10 23 03 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 10 24 03 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 10 25 03 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 10 26 03 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 10 27 03 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 10 28 03 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 10 29 03 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 10 30 03 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 10 31 03 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 10 32 03 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 10 33 03 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 10 34 03 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 10 35 03 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 10 36 03 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD

030 10 37 03 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 10 38 03 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 10 39 03 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD
031 10 17 03 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
032 06 48 03 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - APCR
032 07 01 03 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 07 02 03 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 07 03 03 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 07 04 03 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 07 05 03 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - APCR
032 07 06 03 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - APCR
032 07 07 03 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - APCR
032 07 08 03 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - APCR
032 07 09 03 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - APCR
032 07 10 03 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - APCR
032 07 11 03 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - APCR
032 07 12 03 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - APCR
032 07 13 03 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - APCR
032 07 14 03 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - APCR
032 07 15 03 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - APCR
032 07 16 03 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - APCR
032 07 17 03 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 07 18 03 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 07 19 03 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 07 20 03 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 07 21 03 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - APCR
032 07 22 03 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - APCR
032 07 23 03 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - APCR
032 07 24 03 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - APCR
032 07 25 03 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - APCR
032 07 26 03 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - APCR
032 07 27 03 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - APCR
032 07 28 03 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - APCR
032 07 29 03 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - APCR
032 07 30 03 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - APCR
032 07 31 03 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - APCR
032 07 32 03 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - APCR
032 07 33 03 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 07 34 03 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 07 35 03 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 07 36 03 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 07 37 03 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - APCR
032 07 38 03 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - APCR
032 07 39 03 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - APCR
032 07 40 03 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - APCR
030 10 40 03 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 10 41 03 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 10 42 03 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 10 43 03 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 10 44 03 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 10 45 03 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 10 46 03 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 10 47 03 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 10 48 03 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD

030 11 01 03 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 11 02 03 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 11 03 03 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 11 04 03 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 11 05 03 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 11 06 03 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 11 07 03 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 11 08 03 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 11 09 03 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 11 10 03 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 11 11 03 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 11 12 03 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 11 13 03 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 11 14 03 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 11 15 03 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 11 16 03 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 11 17 03 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 11 18 03 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 11 19 03 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 11 20 03 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 11 21 03 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 11 22 03 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 11 23 03 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 11 24 03 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 11 25 03 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 11 26 03 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 11 27 03 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 11 28 03 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 11 29 03 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 11 30 03 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 11 31 03 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 11 32 03 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 11 33 03 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
031 10 18 03 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 10 19 03 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 10 20 03 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 10 21 03 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
031 10 22 03 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR
031 10 23 03 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
031 10 24 03 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR
031 10 25 03 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
031 10 26 03 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR
031 10 27 03 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
031 10 28 03 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR
031 10 29 03 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR
031 10 30 03 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR
031 10 31 03 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR
031 10 32 03 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR
031 10 33 03 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 10 34 03 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 10 35 03 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 10 36 03 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 10 37 03 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
031 10 38 03 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR

031 10 39 03 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
031 10 40 03 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR
031 10 41 03 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
031 10 42 03 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR
031 10 43 03 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
031 10 44 03 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR
031 10 45 03 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR
031 10 46 03 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR
031 10 47 03 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR
031 10 48 03 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR
031 11 01 03 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 11 02 03 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 11 03 03 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 11 04 03 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 11 05 03 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
031 11 06 03 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR
031 11 07 03 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
031 11 08 03 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR
031 11 09 03 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
031 11 10 03 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR
031 11 11 03 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
032 07 41 03 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - APCR
032 07 42 03 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - APCR
032 07 43 03 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - APCR
032 07 44 03 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - APCR
032 07 45 03 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - APCR
032 07 46 03 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - APCR
032 07 47 03 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - APCR
032 07 48 03 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - APCR
032 08 01 03 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 08 02 03 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 08 03 03 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 08 04 03 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 08 05 03 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - APCR
032 08 06 03 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - APCR
032 08 07 03 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - APCR
032 08 08 03 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - APCR
032 08 09 03 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - APCR
032 08 10 03 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - APCR
032 08 11 03 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - APCR
032 08 12 03 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - APCR
032 08 13 03 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - APCR
032 08 14 03 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - APCR
030 11 34 03 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 11 35 03 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 11 36 03 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 11 37 03 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 11 38 03 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 11 39 03 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 11 40 03 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 11 41 03 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 11 42 03 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 11 43 03 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 11 44 03 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD

030 11 45 03 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 11 46 03 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 11 47 03 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 11 48 03 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 12 01 03 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 12 02 03 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 12 03 03 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 12 04 03 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 12 05 03 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 12 06 03 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 12 07 03 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 12 08 03 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 12 09 03 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 12 10 03 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 12 11 03 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 12 12 03 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 12 13 03 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 12 14 03 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 12 15 03 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 12 16 03 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 12 17 03 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 12 18 03 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 12 19 03 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 12 20 03 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 12 21 03 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 12 22 03 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 12 23 03 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 12 24 03 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 12 25 03 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 12 26 03 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 12 27 03 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD
031 11 12 03 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR
031 12 05 03 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
031 11 13 03 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR
031 11 14 03 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR
031 11 15 03 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR
031 11 16 03 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR
031 11 17 03 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 11 18 03 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 11 19 03 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 11 20 03 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 11 21 03 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
031 11 22 03 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR
031 11 23 03 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
031 11 24 03 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR
031 11 25 03 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
031 11 26 03 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR
031 11 27 03 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
031 11 28 03 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR
031 11 29 03 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR
031 11 30 03 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR
031 11 31 03 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR
031 11 32 03 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR
031 11 33 03 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR

031 11 34 03 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 11 35 03 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 11 36 03 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 11 37 03 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
031 11 38 03 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR
031 11 39 03 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
031 11 40 03 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR
031 11 41 03 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
031 11 42 03 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR
031 11 43 03 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
031 11 44 03 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR
031 11 45 03 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR
031 11 46 03 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR
031 11 47 03 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR
031 11 48 03 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR
031 12 01 03 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 12 02 03 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 12 03 03 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 12 04 03 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
030 12 28 03 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 12 29 03 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 12 30 03 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 12 31 03 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 12 32 03 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 12 33 03 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 12 34 03 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 12 35 03 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 12 36 03 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 12 37 03 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 12 38 03 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 12 39 03 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 12 40 03 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 12 41 03 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 12 42 03 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 12 43 03 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 12 44 03 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 12 45 03 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 12 46 03 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 12 47 03 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 12 48 03 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 13 01 03 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 13 02 03 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 13 03 03 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 13 04 03 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 13 05 03 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 13 06 03 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 13 07 03 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 13 08 03 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 13 09 03 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 13 10 03 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 13 11 03 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 13 12 03 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 13 13 03 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 13 14 03 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD

030 13 15 03 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 13 16 03 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 13 17 03 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 13 18 03 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 13 19 03 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 13 20 03 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 13 21 03 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD
031 12 47 03 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR
031 12 06 03 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR
031 12 07 03 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
031 12 08 03 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR
031 12 09 03 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
031 12 10 03 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR
031 12 11 03 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
031 12 12 03 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR
031 12 13 03 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR
031 12 14 03 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR
031 12 15 03 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR
031 12 16 03 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR
031 12 17 03 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 12 18 03 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 12 19 03 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 12 20 03 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 12 21 03 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
031 12 22 03 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR
031 12 23 03 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
031 12 24 03 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR
031 12 25 03 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
031 12 26 03 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR
031 12 27 03 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
031 12 28 03 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR
031 12 29 03 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR
031 12 30 03 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR
031 12 31 03 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR
031 12 32 03 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR
031 12 33 03 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 12 34 03 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 12 35 03 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 12 36 03 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 12 37 03 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
031 12 38 03 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR
031 12 39 03 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
031 12 40 03 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR
031 12 41 03 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
031 12 42 03 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR
031 12 43 03 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
031 12 44 03 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR
031 12 45 03 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR
031 12 46 03 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR
030 13 22 03 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 13 23 03 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 13 24 03 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 13 25 03 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 13 26 03 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD

030 13 27 03 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 13 28 03 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 13 29 03 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 13 30 03 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 13 31 03 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 13 32 03 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 13 33 03 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 13 34 03 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 13 35 03 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 13 36 03 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 13 37 03 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 13 38 03 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 13 39 03 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 13 40 03 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 13 41 03 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 13 42 03 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 13 43 03 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 13 44 03 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 13 45 03 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 13 46 03 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 13 47 03 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 13 48 03 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 14 01 03 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 14 02 03 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 14 03 03 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 14 04 03 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 14 05 03 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 14 06 03 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 14 07 03 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 14 08 03 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 14 09 03 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 14 10 03 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 14 11 03 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 14 12 03 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 14 13 03 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 14 14 03 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 14 15 03 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD
031 12 48 03 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR
031 13 01 03 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 13 02 03 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 13 36 03 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 13 37 03 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
031 13 38 03 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR
031 13 03 03 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 13 04 03 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 13 05 03 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
031 13 06 03 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR
031 13 07 03 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
031 13 08 03 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR
031 13 09 03 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
031 13 10 03 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR
031 13 11 03 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
031 13 12 03 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR
031 13 13 03 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR

031 13 14 03 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR
031 13 15 03 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR
031 13 16 03 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR
031 13 17 03 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 13 18 03 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 13 19 03 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 13 20 03 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 13 21 03 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
031 13 22 03 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR
031 13 23 03 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
031 13 24 03 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR
031 13 25 03 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
031 13 26 03 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR
031 13 27 03 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
031 13 28 03 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR
031 13 29 03 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR
031 13 30 03 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR
031 13 31 03 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR
031 13 32 03 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR
031 13 33 03 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 13 34 03 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 13 35 03 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
030 14 16 03 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 14 17 03 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 14 18 03 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 14 19 03 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 14 20 03 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 14 21 03 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 14 22 03 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 14 23 03 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 14 24 03 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 14 25 03 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 14 26 03 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 14 27 03 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 14 28 03 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 14 29 03 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 14 30 03 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 14 31 03 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 14 32 03 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 14 33 03 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 14 34 03 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 14 35 03 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 14 36 03 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 14 37 03 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 14 38 03 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 14 39 03 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 14 40 03 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 14 41 03 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 14 42 03 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 14 43 03 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 14 44 03 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 14 45 03 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 14 46 03 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 14 47 03 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD

030 14 48 03 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 15 01 03 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 15 02 03 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 15 03 03 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 15 04 03 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 15 05 03 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 15 06 03 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 15 07 03 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 15 08 03 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 15 09 03 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 15 10 03 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 15 11 03 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 15 12 03 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 15 13 03 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 15 14 03 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 15 15 03 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 15 16 03 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 15 17 03 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 15 18 03 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 15 19 03 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 15 20 03 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 15 21 03 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 15 22 03 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 15 23 03 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 15 24 03 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 15 25 03 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 15 26 03 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 15 27 03 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 15 28 03 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 15 29 03 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 15 30 03 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 15 31 03 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 15 32 03 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 15 33 03 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 15 34 03 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 15 35 03 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 15 36 03 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 15 37 03 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 15 38 03 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 15 39 03 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 15 40 03 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 15 41 03 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 15 42 03 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 15 43 03 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 15 44 03 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 15 45 03 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 15 46 03 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 15 47 03 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 15 48 03 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 16 01 03 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 16 02 03 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 16 03 03 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 16 04 03 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 16 05 03 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD

030 16 06 03 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 16 07 03 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 16 08 03 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 16 09 03 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 16 10 03 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 16 11 03 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 16 12 03 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 16 13 03 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 16 14 03 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 16 15 03 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 16 16 03 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 16 17 03 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 16 18 03 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 16 19 03 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 16 20 03 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 16 21 03 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 16 22 03 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 16 23 03 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 16 24 03 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 16 25 03 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 16 26 03 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 16 27 03 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 16 28 03 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 16 29 03 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 16 30 03 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 16 31 03 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 16 32 03 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 16 33 03 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 16 34 03 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
031 13 39 03 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
031 13 40 03 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR
031 13 41 03 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
031 13 42 03 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR
031 13 43 03 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
031 13 44 03 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR
031 13 45 03 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR
031 13 46 03 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR
031 13 47 03 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR
031 13 48 03 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR
031 14 01 03 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 14 02 03 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 14 03 03 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 14 04 03 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 14 05 03 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
030 16 35 03 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 16 36 03 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 16 37 03 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 16 38 03 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 16 39 03 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 16 40 03 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 16 41 03 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 16 42 03 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 16 43 03 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 16 44 03 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD

030 16 45 03 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 16 46 03 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 16 47 03 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 16 48 03 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 17 01 03 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 17 02 03 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 17 03 03 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 17 04 03 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 17 05 03 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 17 06 03 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 17 07 03 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 17 08 03 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 17 09 03 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 17 10 03 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 17 11 03 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 17 12 03 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 17 13 03 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 17 14 03 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 17 15 03 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 17 16 03 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 17 17 03 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 17 18 03 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 17 19 03 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 17 20 03 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 17 21 03 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 17 22 03 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD
031 14 06 03 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR
031 14 07 03 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
031 14 08 03 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR
031 14 09 03 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
031 14 10 03 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR
031 14 11 03 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
031 14 12 03 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR
031 14 13 03 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR
031 14 14 03 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR
031 14 15 03 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR
031 14 16 03 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR
031 14 17 03 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 14 18 03 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 14 19 03 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 14 20 03 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 14 21 03 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
031 14 22 03 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR
031 14 23 03 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
031 14 24 03 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR
031 14 25 03 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
031 14 26 03 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR
031 14 27 03 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
031 14 28 03 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR
031 14 29 03 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR
031 14 30 03 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR
031 14 31 03 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR
031 14 32 03 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR
031 14 33 03 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR

031 14 34 03 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 14 35 03 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 14 36 03 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 14 37 03 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
031 14 38 03 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR
031 14 39 03 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
031 14 40 03 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR
031 14 41 03 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
031 14 42 03 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR
031 14 43 03 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
031 14 44 03 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR
031 14 45 03 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR
031 14 46 03 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR
031 14 47 03 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR
030 17 23 03 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 17 24 03 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 17 25 03 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 17 26 03 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 17 27 03 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 17 28 03 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 17 29 03 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 17 30 03 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 17 31 03 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 17 32 03 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 17 33 03 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 17 34 03 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 17 35 03 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 17 36 03 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 17 37 03 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 17 38 03 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 17 39 03 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 17 40 03 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 17 41 03 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 17 42 03 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 17 43 03 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 17 44 03 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 17 45 03 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 17 46 03 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 17 47 03 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 17 48 03 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD
031 01 01 03 Tipo 01, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 01 02 03 Tipo 01, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 01 03 03 Tipo 01, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 01 04 03 Tipo 01, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 01 17 03 Tipo 01, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 01 18 03 Tipo 01, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 01 19 03 Tipo 01, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 01 20 03 Tipo 01, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 01 33 03 Tipo 01, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 01 34 03 Tipo 01, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 01 35 03 Tipo 01, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 01 36 03 Tipo 01, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 02 01 03 Tipo 02, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 02 02 03 Tipo 02, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR

031 02 03 03 Tipo 02, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 02 04 03 Tipo 02, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 14 48 03 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR
031 15 01 03 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 15 02 03 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 15 03 03 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 15 04 03 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 15 05 03 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
031 15 06 03 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR
031 15 07 03 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
031 15 08 03 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR
031 15 09 03 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
031 15 10 03 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR
031 15 11 03 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
031 15 12 03 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR
031 15 13 03 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR
031 15 14 03 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR
031 15 15 03 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR
031 15 16 03 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR
031 15 17 03 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 15 18 03 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 15 19 03 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 15 20 03 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 15 21 03 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
031 15 22 03 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR
031 15 23 03 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
031 15 24 03 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR
031 15 25 03 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
031 15 26 03 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR
031 15 27 03 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
031 15 28 03 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR
031 15 29 03 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR
031 15 30 03 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR
031 15 31 03 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR
031 15 32 03 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR
031 15 33 03 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 15 34 03 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 15 35 03 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 15 36 03 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 15 37 03 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
031 02 17 03 Tipo 02, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 02 18 03 Tipo 02, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 02 19 03 Tipo 02, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 02 20 03 Tipo 02, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 02 33 03 Tipo 02, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 02 34 03 Tipo 02, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 02 35 03 Tipo 02, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 02 36 03 Tipo 02, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 03 01 03 Tipo 03, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 03 02 03 Tipo 03, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 03 03 03 Tipo 03, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 03 04 03 Tipo 03, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 03 17 03 Tipo 03, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 03 18 03 Tipo 03, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR

031 03 19 03 Tipo 03, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 03 20 03 Tipo 03, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 03 33 03 Tipo 03, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 03 34 03 Tipo 03, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 03 35 03 Tipo 03, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 03 36 03 Tipo 03, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 04 01 03 Tipo 04, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 04 02 03 Tipo 04, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 04 03 03 Tipo 04, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 04 04 03 Tipo 04, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 04 17 03 Tipo 04, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 04 18 03 Tipo 04, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 04 19 03 Tipo 04, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 04 20 03 Tipo 04, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 04 33 03 Tipo 04, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 04 34 03 Tipo 04, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 04 35 03 Tipo 04, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 04 36 03 Tipo 04, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 05 01 03 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 05 02 03 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 05 03 03 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 05 04 03 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 05 05 03 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
031 05 06 03 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR
031 05 07 03 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
031 05 08 03 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR
031 05 09 03 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
031 05 10 03 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR
031 15 38 03 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR
031 15 39 03 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
031 15 40 03 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR
031 15 41 03 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
031 15 42 03 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR
031 15 43 03 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
031 15 44 03 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR
031 15 45 03 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR
031 15 46 03 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR
031 15 47 03 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR
031 15 48 03 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR
031 16 01 03 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 16 02 03 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 16 03 03 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 16 04 03 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 16 05 03 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
031 16 06 03 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR
031 16 07 03 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
031 16 08 03 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR
031 16 09 03 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
031 16 10 03 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR
031 16 11 03 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
031 16 12 03 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR
031 16 13 03 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR
031 16 14 03 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR
031 16 15 03 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR

031 16 16 03 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR
031 16 17 03 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 16 18 03 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 16 19 03 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 16 20 03 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 16 21 03 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
031 16 22 03 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR
031 16 23 03 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
031 16 24 03 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR
031 16 25 03 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
031 16 26 03 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR
031 16 27 03 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
031 16 28 03 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR
031 16 29 03 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR
031 16 30 03 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR
031 16 31 03 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR
031 05 11 03 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
031 05 12 03 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR
031 05 13 03 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR
031 05 14 03 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR
031 05 15 03 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR
031 05 16 03 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR
031 05 17 03 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 05 18 03 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 05 19 03 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 05 20 03 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 05 21 03 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
031 05 22 03 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR
031 05 23 03 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
031 05 24 03 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR
031 05 25 03 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
031 05 26 03 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR
031 05 27 03 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
031 05 28 03 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR
031 05 29 03 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR
031 05 30 03 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR
031 05 31 03 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR
031 05 32 03 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR
031 05 33 03 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 05 34 03 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 05 35 03 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 05 36 03 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 05 37 03 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
031 05 38 03 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR
031 05 39 03 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
031 05 40 03 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR
031 05 41 03 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
031 05 42 03 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR
031 05 43 03 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
031 05 44 03 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR
031 05 45 03 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR
031 05 46 03 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR
031 05 47 03 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR
031 05 48 03 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR

031 06 01 03 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 06 02 03 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 06 03 03 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 06 04 03 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 16 32 03 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR
031 16 33 03 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 16 34 03 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 16 35 03 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 16 36 03 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 16 37 03 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
031 16 38 03 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR
031 16 39 03 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
031 16 40 03 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR
031 16 41 03 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
031 16 42 03 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR
031 16 43 03 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
031 16 44 03 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR
031 16 45 03 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR
031 16 46 03 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR
031 16 47 03 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR
031 16 48 03 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR
031 17 01 03 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 17 02 03 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 17 03 03 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 17 04 03 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 17 05 03 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
031 17 06 03 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR
031 17 07 03 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
031 17 08 03 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR
031 17 09 03 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
031 17 10 03 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR
031 17 11 03 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
031 17 12 03 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR
031 17 13 03 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR
031 17 14 03 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR
031 17 15 03 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR
031 17 16 03 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR
031 17 17 03 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 17 18 03 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 17 19 03 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 17 20 03 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 17 21 03 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
031 17 22 03 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR
031 17 23 03 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
031 17 24 03 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR
031 17 25 03 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
031 06 05 03 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
031 06 06 03 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR
031 06 07 03 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
031 06 08 03 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR
031 06 09 03 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
031 06 10 03 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR
031 06 11 03 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
031 06 12 03 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR

031 06 13 03 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR
031 06 14 03 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR
031 06 15 03 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR
031 06 16 03 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR
031 06 17 03 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 06 18 03 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 06 19 03 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 06 20 03 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 06 21 03 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
031 06 22 03 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR
031 06 23 03 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
031 06 24 03 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR
031 06 25 03 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
031 06 26 03 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR
031 06 27 03 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
031 06 28 03 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR
031 06 29 03 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR
031 06 30 03 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR
031 06 31 03 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR
031 06 32 03 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR
031 06 33 03 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 06 34 03 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 06 35 03 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 06 36 03 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 06 37 03 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
031 06 38 03 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR
031 06 39 03 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
031 06 40 03 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR
031 06 41 03 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
031 06 42 03 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR
031 06 43 03 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
031 06 44 03 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR
031 06 45 03 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR
031 06 46 03 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR
031 17 26 03 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR
031 17 27 03 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
031 17 28 03 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR
031 17 29 03 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR
031 17 30 03 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR
031 17 31 03 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR
031 17 32 03 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR
031 17 33 03 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 17 34 03 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 17 35 03 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 17 36 03 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 17 37 03 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
031 17 38 03 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR
031 17 39 03 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
031 17 40 03 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR
031 17 41 03 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
031 17 42 03 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR
031 17 43 03 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
031 17 44 03 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR
031 17 45 03 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR

031 17 46 03 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR
031 17 47 03 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR
031 17 48 03 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR
032 01 01 03 Tipo 01, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 01 02 03 Tipo 01, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 01 03 03 Tipo 01, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 01 04 03 Tipo 01, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 01 17 03 Tipo 01, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 01 18 03 Tipo 01, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 01 19 03 Tipo 01, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 01 20 03 Tipo 01, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 01 33 03 Tipo 01, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 01 34 03 Tipo 01, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 01 35 03 Tipo 01, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 01 36 03 Tipo 01, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 02 01 03 Tipo 02, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 02 02 03 Tipo 02, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 02 03 03 Tipo 02, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 02 04 03 Tipo 02, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 02 17 03 Tipo 02, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 02 18 03 Tipo 02, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 02 19 03 Tipo 02, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - APCR
031 06 47 03 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR
031 06 48 03 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR
031 07 01 03 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 07 02 03 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 07 03 03 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 07 04 03 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 07 05 03 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
031 07 06 03 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR
031 07 07 03 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
031 07 08 03 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR
031 07 09 03 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
031 07 10 03 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR
031 07 11 03 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
031 07 12 03 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR
031 07 13 03 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR
031 07 14 03 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR
031 07 15 03 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR
031 07 16 03 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR
031 07 17 03 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 07 18 03 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 07 19 03 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 07 20 03 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 07 21 03 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
031 07 22 03 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR
031 07 23 03 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
031 07 24 03 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR
031 07 25 03 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
031 07 26 03 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR
031 07 27 03 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
031 07 28 03 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR
031 07 29 03 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR
031 07 30 03 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR

031 07 31 03 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR
031 07 32 03 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR
031 07 33 03 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 07 34 03 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 07 35 03 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 07 36 03 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 07 37 03 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
031 07 38 03 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR
031 07 39 03 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
031 07 40 03 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR
032 02 20 03 Tipo 02, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 02 33 03 Tipo 02, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 02 34 03 Tipo 02, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 02 35 03 Tipo 02, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 02 36 03 Tipo 02, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 03 01 03 Tipo 03, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 03 02 03 Tipo 03, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 03 03 03 Tipo 03, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 03 04 03 Tipo 03, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 03 17 03 Tipo 03, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 03 18 03 Tipo 03, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 03 19 03 Tipo 03, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 03 20 03 Tipo 03, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 03 33 03 Tipo 03, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 03 34 03 Tipo 03, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 03 35 03 Tipo 03, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 03 36 03 Tipo 03, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 04 01 03 Tipo 04, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 04 02 03 Tipo 04, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 04 03 03 Tipo 04, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 04 04 03 Tipo 04, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 04 17 03 Tipo 04, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 04 18 03 Tipo 04, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 04 19 03 Tipo 04, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 04 20 03 Tipo 04, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 04 33 03 Tipo 04, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 04 34 03 Tipo 04, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 04 35 03 Tipo 04, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 04 36 03 Tipo 04, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 05 01 03 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 05 02 03 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 05 03 03 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 05 04 03 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 05 05 03 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - APCR
032 05 06 03 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - APCR
032 05 07 03 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - APCR
032 05 08 03 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - APCR
032 05 09 03 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - APCR
032 05 10 03 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - APCR
032 05 11 03 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - APCR
032 05 12 03 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - APCR
032 05 13 03 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - APCR
030 08 37 03 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 08 38 03 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD

030 08 39 03 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 08 40 03 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 08 41 03 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 08 42 03 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 08 43 03 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 08 44 03 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 08 45 03 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 08 46 03 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 08 47 03 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 08 48 03 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 09 01 03 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 09 02 03 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 09 03 03 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 09 04 03 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 09 05 03 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 09 06 03 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 09 07 03 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 09 08 03 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 09 09 03 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 09 10 03 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 09 11 03 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 09 12 03 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 09 13 03 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 09 14 03 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD
031 07 41 03 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
031 07 42 03 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR
031 07 43 03 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
031 07 44 03 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR
031 07 45 03 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR
031 07 46 03 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR
031 07 47 03 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR
031 07 48 03 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR
031 08 01 03 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 08 02 03 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 08 03 03 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 08 04 03 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 08 05 03 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
031 08 06 03 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR
031 08 07 03 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
031 08 08 03 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR
031 08 09 03 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
031 08 10 03 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR
031 08 11 03 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
031 08 12 03 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR
031 08 13 03 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR
031 08 14 03 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR
031 08 15 03 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR
031 08 16 03 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR
031 08 17 03 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 08 18 03 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 08 19 03 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 08 20 03 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 08 21 03 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
031 08 22 03 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR

031 08 23 03 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
031 08 24 03 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR
031 08 25 03 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
031 08 26 03 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR
031 08 27 03 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
031 08 28 03 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR
031 08 29 03 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR
032 05 14 03 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - APCR
032 05 15 03 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - APCR
032 05 16 03 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - APCR
032 05 17 03 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 05 18 03 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 05 19 03 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 05 20 03 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 05 21 03 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - APCR
032 05 22 03 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - APCR
032 05 23 03 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - APCR
032 05 24 03 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - APCR
032 05 25 03 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - APCR
032 05 26 03 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - APCR
032 05 27 03 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - APCR
032 05 28 03 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - APCR
032 05 29 03 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - APCR
032 05 30 03 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - APCR
032 05 31 03 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - APCR
032 05 32 03 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - APCR
032 05 33 03 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 05 34 03 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 05 35 03 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 05 36 03 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 05 37 03 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - APCR
032 05 38 03 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - APCR
032 05 39 03 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - APCR
032 05 40 03 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - APCR
032 05 41 03 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - APCR
032 05 42 03 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - APCR
032 05 43 03 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - APCR
032 05 44 03 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - APCR
032 05 45 03 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - APCR
032 05 46 03 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - APCR
032 05 47 03 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - APCR
032 05 48 03 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - APCR
032 06 01 03 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 06 02 03 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 06 03 03 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 06 04 03 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - APCR
032 06 05 03 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - APCR
032 06 06 03 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - APCR
030 09 42 03 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 09 43 03 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 09 44 03 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 09 45 03 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 09 15 03 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 09 16 03 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD

030 09 17 03 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 09 18 03 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 09 19 03 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 09 20 03 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 09 21 03 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 09 22 03 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 09 23 03 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 09 24 03 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 09 25 03 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 09 26 03 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 09 27 03 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 09 28 03 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 09 29 03 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 09 30 03 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 09 31 03 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 09 32 03 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 09 33 03 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 09 34 03 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 09 35 03 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 09 36 03 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 09 37 03 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 09 38 03 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 09 39 03 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 09 40 03 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 09 41 03 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD
031 08 30 03 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR
031 08 31 03 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR
031 08 32 03 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR
031 08 33 03 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 08 34 03 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 08 35 03 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 08 36 03 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 08 37 03 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
031 08 38 03 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR
031 08 39 03 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
031 08 40 03 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR
031 08 41 03 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
031 08 42 03 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR
031 08 43 03 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
031 08 44 03 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR
031 08 45 03 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR
031 08 46 03 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR
031 08 47 03 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR
031 08 48 03 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR
031 09 01 03 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 09 02 03 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 09 03 03 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 09 04 03 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 09 05 03 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
031 09 06 03 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR
031 09 07 03 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
031 09 08 03 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR
031 09 09 03 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
031 09 10 03 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR

031 09 11 03 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BR
031 09 12 03 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BR
031 09 13 03 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR
031 09 14 03 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR
031 09 15 03 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BR
031 09 16 03 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BR
031 09 17 03 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 09 18 03 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 09 19 03 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BR
031 09 20 03 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BR
031 09 21 03 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
031 09 22 03 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BR
031 09 23 03 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BR
030 01 02 03 Tipo 01, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 01 01 03 Tipo 01, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 01 03 03 Tipo 01, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 01 04 03 Tipo 01, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 01 17 03 Tipo 01, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 01 18 03 Tipo 01, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 01 19 03 Tipo 01, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 01 20 03 Tipo 01, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 01 33 03 Tipo 01, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 01 34 03 Tipo 01, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 07 43 03 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 07 44 03 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 07 45 03 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 07 46 03 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 07 47 03 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 07 48 03 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 08 01 03 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 08 02 03 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 08 03 03 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 08 04 03 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 08 05 03 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 08 06 03 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 08 07 03 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 08 08 03 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 08 09 03 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 08 10 03 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 08 11 03 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 08 12 03 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 08 13 03 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 08 14 03 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 08 15 03 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 08 16 03 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 08 17 03 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 08 18 03 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 08 19 03 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 08 20 03 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 08 21 03 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 08 22 03 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 08 23 03 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 08 24 03 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 08 25 03 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD

030 08 26 03 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 08 27 03 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 08 28 03 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 08 29 03 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 08 30 03 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 08 31 03 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 08 32 03 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 08 33 03 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 08 34 03 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 08 35 03 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 08 36 03 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 01 36 03 Tipo 01, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 02 01 03 Tipo 02, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 02 02 03 Tipo 02, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 02 03 03 Tipo 02, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 02 04 03 Tipo 02, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 02 17 03 Tipo 02, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 02 18 03 Tipo 02, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 02 19 03 Tipo 02, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 02 20 03 Tipo 02, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 02 33 03 Tipo 02, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 02 34 03 Tipo 02, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 02 35 03 Tipo 02, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 02 36 03 Tipo 02, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 03 01 03 Tipo 03, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 03 02 03 Tipo 03, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 03 03 03 Tipo 03, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 03 04 03 Tipo 03, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 03 17 03 Tipo 03, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 03 18 03 Tipo 03, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 03 19 03 Tipo 03, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 03 20 03 Tipo 03, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 03 33 03 Tipo 03, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 03 34 03 Tipo 03, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 03 35 03 Tipo 03, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 03 36 03 Tipo 03, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 04 01 03 Tipo 04, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 04 02 03 Tipo 04, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 04 03 03 Tipo 04, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 01 35 03 Tipo 01, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 04 04 03 Tipo 04, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 04 17 03 Tipo 04, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 04 18 03 Tipo 04, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 04 19 03 Tipo 04, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 04 20 03 Tipo 04, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 04 33 03 Tipo 04, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 04 34 03 Tipo 04, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 04 35 03 Tipo 04, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 04 36 03 Tipo 04, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 05 01 03 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 05 02 03 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 05 03 03 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 05 04 03 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 05 05 03 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD

030 05 06 03 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 05 07 03 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 05 08 03 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 05 09 03 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 05 10 03 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 05 11 03 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 05 12 03 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 05 13 03 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 05 14 03 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 05 15 03 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 05 16 03 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 05 17 03 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 05 18 03 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 05 19 03 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 05 20 03 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 05 21 03 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 05 22 03 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 05 23 03 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 05 24 03 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 05 25 03 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 05 26 03 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 05 27 03 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 05 28 03 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 05 29 03 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 05 30 03 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 05 31 03 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 05 32 03 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 05 33 03 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 05 34 03 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 05 35 03 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 05 36 03 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 05 37 03 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 05 38 03 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 05 39 03 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 05 40 03 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 05 41 03 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 05 42 03 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 05 43 03 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 05 44 03 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 05 45 03 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 05 46 03 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 05 47 03 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 05 48 03 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 06 01 03 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 06 02 03 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 06 03 03 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 06 04 03 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 06 05 03 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 06 06 03 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 06 07 03 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 06 08 03 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 06 09 03 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 06 10 03 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 06 11 03 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD

030 06 12 03 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 06 13 03 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 06 14 03 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 06 15 03 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 06 16 03 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 06 17 03 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 06 18 03 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 06 19 03 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 06 20 03 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 06 21 03 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 06 22 03 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 06 23 03 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 06 24 03 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 06 25 03 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 06 26 03 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 06 27 03 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 06 28 03 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 06 29 03 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 06 30 03 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 06 31 03 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 06 32 03 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 06 33 03 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 06 34 03 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 06 35 03 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 06 36 03 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 06 37 03 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 06 38 03 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 06 39 03 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 06 40 03 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 06 41 03 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 06 42 03 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 06 43 03 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 06 44 03 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 06 45 03 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 06 46 03 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 06 47 03 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 06 48 03 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 07 01 03 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 07 02 03 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 07 03 03 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 07 04 03 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 07 05 03 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 07 06 03 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 07 07 03 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 07 08 03 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 07 09 03 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 07 10 03 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 07 11 03 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 07 12 03 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 07 13 03 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 07 14 03 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 07 15 03 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 07 16 03 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 07 17 03 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD

030 07 18 03 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 07 19 03 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 07 20 03 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 07 21 03 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 07 22 03 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 07 23 03 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 07 24 03 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 07 25 03 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 07 26 03 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 07 27 03 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 07 28 03 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 07 29 03 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 07 30 03 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 07 31 03 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 07 32 03 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm - BRD
030 07 33 03 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 07 34 03 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 07 35 03 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 07 36 03 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm - BRD
030 07 37 03 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 07 38 03 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 07 39 03 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 07 40 03 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm - BRD
030 07 41 03 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm - BRD
030 07 42 03 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm - BRD

Modo de Uso:

O procedimento cirúrgico é a critério do médico cirurgião, a escolha do tipo de cânula e a metodologia de utilização variam de acordo com a técnica empregada. Esse produto deve ser utilizado somente por profissionais habilitados e treinados para as técnicas utilizadas.

Orientações gerais para procedimento com uso desse produto:

- Seguindo os procedimentos de manuseio de produtos estéreis, abra o blister e retire o produto;
- Conecte a cânula à peça de mão e essa ao Shaver que deve estar conectado à rede elétrica correspondente;
- Ligue o Shaver;
- Realize o procedimento cirúrgico aplicável.

Após a utilização descartar o produto conforme Plano de Gerenciamento de Resíduos do estabelecimento de saúde para resíduo potencialmente contaminado.



Reprocessamento proibido!

Esta instrução de uso, por tanto, não explica ou discute procedimentos clínicos. Este somente descreve a operação básica e precauções relacionadas à operação deste instrumento.

Esterilização:

O método de esterilização utilizado é Peróxido de Hidrogênio (plasma de hidrogênio) conforme Norma NBR ISO 14937:2014 ou Radiação Gama conforme Norma ABNT NBR ISO 11137:2015 ou Óxido de Etileno.

Validade:

2 anos.

Armazenamento:

Armazenar conforme normas para produtos correlatos, em local bem ventilado, limpo e fresco, sem presença de gases corrosivos, à temperatura e umidade ambiente. Não molhar ou danificar as embalagens originais.

Transporte:

Não são necessários cuidados especiais no transporte, os produtos podem ser transportados a temperatura e umidade ambiente.

ATENÇÃO: Evitar exposição prolongada a temperatura elevada.

Não exponha a temperatura acima de 54°C (130°F).

Advertências e Precauções:

- Produto de uso único. Proibido reprocessar;
- Inspeccionar a integridade da embalagem antes de usar. Não usar o produto se a embalagem estiver avariada;
- Verificar a data de validade antes do uso. Não utilizar o produto se estiver com o prazo de validade vencido;
- O produto deve ser manipulado somente por profissionais de saúde capacitados;
- Sempre inspeccionar o produto antes da utilização;
- O produto deve ser manipulado assepticamente, seguindo os procedimentos para manipulação de produto estéril;
- Após o uso, deve ser descartado conforme protocolo do serviço de saúde para destinação de resíduos potencialmente contaminados.

Contraindicações / Efeitos Adversos:

Não há contraindicações nem efeitos adversos para o uso do produto.

Garantia:

Os produtos fabricados pela Bhio Supply Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos S/A. são garantidos contra defeitos de fabricação.

Os produtos que comprovadamente tenham apresentado defeito serão substituídos pela Bhio Supply. Para isso, os produtos deverão ser remetidos ao departamento de assistência técnica da Bhio Supply, acompanhados da descrição do defeito apresentado. Caso o produto estiver contaminado, o mesmo deve ser limpo e desinfetado antes do envio.

A garantia será invalidada caso seja verificado que o produto foi sujeito a manuseio inadequado.

Assistência Técnica:

A Bhio Supply presta assistência técnica para todos os seus produtos. Os canais de contato para assuntos relacionados a Assistência Técnica são os seguintes:

e-mail: assistencia@bhiosupply.com.br

Fone: +55 51 3459 4000

Endereço:

Av. Luiz Pasteur, N° 4959 – Esteio – RS – Brasil

CEP: 93.290.010

Fabricante Legal:

Bhio Supply Industria e Comércio de Equipamentos Médicos S/A.

CNPJ: 73.297.509/0001-11

Endereço:

Av. Luiz Pasteur, N°4959 – Esteio/RS - Brasil

Telefone/Fax: 55 51 3473-7450 / 3458-4479

Telefone SAC: 55 51 3459-4000

www.bhiosupply.com.br

Responsável Técnico:

Jaqueline Timm – CRF/RS 10514

Unidade Fabril:

Bhio Supply Industria e Comércio de Equipamentos Médicos S/A.

CNPJ: 73.297.509/0001-11

Endereço:

Av. Luiz Pasteur, N°4959 – Esteio/RS - Brasil

Telefone/Fax: 55 51 3473-7450 / 3458-4479

Telefone SAC: 55 51 3459-4000

www.bhiosupply.com.br

Responsável Técnico:

Jaqueline Timm – CRF/RS 10514