

## CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO CURVA PARA SHAVER ARTHRO MEDIC

Registro ANVISA Nº: 80381210098

Nome Técnico: Cânulas



Antes do uso, leia atentamente as instruções presentes neste manual.



Nº de Lote, data de fabricação e validade: Verificar rotulagem do produto

### Indicação de uso / Finalidade:

As CÂNULAS DE DEBRIDAÇÃO CURVA PARA SHAVER ARTHRO MEDIC foram desenvolvidas para ser utilizada juntamente com os aparelhos de Shaver Setormed, Ep1, Linvatec, Artrex, Odhon, PS3500, Stryker, Fórmula, Rema, Wolf, Taimin, Artrotek e Storz em procedimentos cirúrgicos de Artroscopia. A CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO CURVA PARA SHAVER ARTHRO MEDIC é indicada para perfurar, raspar, moer e retirar excessos de tecidos ósseo e cartilagosos.

### Princípio de funcionamento:

Os princípios de funcionamento da Cânula de Debridação Curva para Shaver Arthro Medic são o corte e sucção de tecidos. A parte interna chamada de cânula de corte e sucção realiza o corte e a sucção dos tecidos simultaneamente.

### Especificações / Composição:

- Ponta da Cânula (interna e externa) - Constituída em aço inoxidável ASTM F899XM-16;
- Corpo da lâmina (interna e externa) - Constituído em aço Inoxidável ASTM F899;
- Traseira de conexão- Constituída em alumínio liga 6351.

### Modelos:

020 01 01 04 Tipo 01, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 01 01 05 Tipo 01, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 01 02 04 Tipo 01, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 01 02 05 Tipo 01, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 01 03 04 Tipo 01, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 01 03 05 Tipo 01, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 01 04 04 Tipo 01, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 01 04 05 Tipo 01, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 01 17 04 Tipo 01, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 01 17 05 Tipo 01, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 01 18 04 Tipo 01, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 01 18 05 Tipo 01, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 01 19 04 Tipo 01, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 01 19 05 Tipo 01, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 01 20 04 Tipo 01, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 01 20 05 Tipo 01, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 01 33 04 Tipo 01, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 01 33 05 Tipo 01, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 01 34 04 Tipo 01, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 01 34 05 Tipo 01, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 01 35 04 Tipo 01, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 01 35 05 Tipo 01, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 01 36 04 Tipo 01, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD

020 01 36 05 Tipo 01, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 02 01 04 Tipo 02, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 02 01 05 Tipo 02, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 02 02 04 Tipo 02, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 02 02 05 Tipo 02, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 02 03 04 Tipo 02, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 02 03 05 Tipo 02, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 02 04 04 Tipo 02, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 02 04 05 Tipo 02, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 02 17 04 Tipo 02, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 02 17 05 Tipo 02, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 02 18 04 Tipo 02, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 02 18 05 Tipo 02, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 02 19 04 Tipo 02, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 02 19 05 Tipo 02, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 02 20 04 Tipo 02, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 02 20 05 Tipo 02, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 02 33 04 Tipo 02, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 02 33 05 Tipo 02, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 02 34 04 Tipo 02, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 02 34 05 Tipo 02, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 02 35 04 Tipo 02, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 02 35 05 Tipo 02, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 02 36 04 Tipo 02, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 02 36 05 Tipo 02, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 03 01 04 Tipo 03, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 03 01 05 Tipo 03, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 03 02 04 Tipo 03, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 03 02 05 Tipo 03, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 03 03 04 Tipo 03, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 03 03 05 Tipo 03, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 03 04 04 Tipo 03, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 03 04 05 Tipo 03, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 03 17 04 Tipo 03, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 03 17 05 Tipo 03, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 03 18 04 Tipo 03, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 03 18 05 Tipo 03, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 03 19 04 Tipo 03, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 03 19 05 Tipo 03, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 03 20 04 Tipo 03, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 03 20 05 Tipo 03, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 03 33 04 Tipo 03, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 03 33 05 Tipo 03, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 03 34 04 Tipo 03, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 03 34 05 Tipo 03, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 03 35 04 Tipo 03, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 03 35 05 Tipo 03, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 03 36 04 Tipo 03, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 03 36 05 Tipo 03, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 04 01 04 Tipo 04, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 04 01 05 Tipo 04, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 04 02 04 Tipo 04, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 04 02 05 Tipo 04, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 04 03 04 Tipo 04, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 04 03 05 Tipo 04, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 04 04 04 Tipo 04, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 04 04 05 Tipo 04, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD

020 04 17 04 Tipo 04, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 04 17 05 Tipo 04, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 04 18 04 Tipo 04, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 04 18 05 Tipo 04, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 04 19 04 Tipo 04, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 04 19 05 Tipo 04, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 04 20 04 Tipo 04, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 04 20 05 Tipo 04, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 04 33 04 Tipo 04, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 04 33 05 Tipo 04, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 04 34 04 Tipo 04, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 04 34 05 Tipo 04, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 04 35 04 Tipo 04, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 04 35 05 Tipo 04, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 04 36 04 Tipo 04, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 04 36 05 Tipo 04, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 05 01 04 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 05 01 05 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 05 02 04 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 05 02 05 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 05 03 04 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 05 03 05 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 05 04 04 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 05 04 05 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 05 05 04 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 05 05 05 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 05 06 04 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 05 06 05 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 05 07 04 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 05 07 05 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 05 08 04 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 05 08 05 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 05 09 04 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 05 09 05 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 05 10 04 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 05 10 05 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 05 11 04 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 05 11 05 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 05 12 04 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 05 12 05 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 05 13 04 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 05 13 05 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 05 14 04 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 05 14 05 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 05 15 04 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 05 15 05 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 05 16 04 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 05 16 05 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 05 17 04 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 05 17 05 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 05 18 04 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 05 18 05 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 05 19 04 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 05 19 05 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 05 20 04 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 05 20 05 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 05 21 04 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD

020 05 21 05 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 05 22 04 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 05 22 05 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 05 23 04 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 05 23 05 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 05 24 04 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 05 24 05 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 05 25 04 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 05 25 05 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 05 26 04 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 05 26 05 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 05 27 04 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 05 27 05 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 05 28 04 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 05 28 05 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 05 29 04 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 05 29 05 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 05 30 04 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 05 30 05 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 05 31 04 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 05 31 05 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 05 32 04 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 05 32 05 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 05 33 04 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 05 33 05 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 05 34 04 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 05 34 05 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 05 35 04 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 05 35 05 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 05 36 04 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 05 36 05 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 05 37 04 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 05 37 05 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 05 38 04 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 05 38 05 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 05 39 04 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 05 39 05 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 05 40 04 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 05 40 05 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 05 41 04 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 05 41 05 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 05 42 04 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 05 42 05 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 05 43 04 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 05 43 05 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 05 44 04 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 05 44 05 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 05 45 04 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 05 45 05 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 05 46 04 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 05 46 05 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 05 47 04 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 05 47 05 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 05 48 04 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 05 48 05 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 06 01 04 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 06 01 05 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD

020 06 02 04 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 06 02 05 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 06 03 04 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 06 03 05 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 06 04 04 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 06 04 05 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 06 05 04 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 06 05 05 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 06 06 04 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 06 06 05 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 06 07 04 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 06 07 05 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 06 08 04 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 06 08 05 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 06 09 04 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 06 09 05 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 06 10 04 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 06 10 05 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 06 11 04 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 06 11 05 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 06 12 04 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 06 12 05 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 06 13 04 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 06 13 05 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 06 14 04 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 06 14 05 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 06 15 04 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 06 15 05 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 06 16 04 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 06 16 05 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 06 17 04 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 06 17 05 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 06 18 04 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 06 18 05 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 06 19 04 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 06 19 05 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 06 20 04 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 06 20 05 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 06 21 04 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 06 21 05 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 06 22 04 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 06 22 05 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 06 23 04 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 06 23 05 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 06 24 04 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 06 24 05 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 06 25 04 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 06 25 05 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 06 26 04 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 06 26 05 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 06 27 04 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 06 27 05 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 06 28 04 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 06 28 05 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 06 29 04 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 06 29 05 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 06 30 04 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD



020 06 30 05 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 06 31 04 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 06 31 05 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 06 32 04 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 06 32 05 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 06 33 04 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 06 33 05 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 06 34 04 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 06 34 05 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 06 35 04 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 06 35 05 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 06 36 04 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 06 36 05 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 06 37 04 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 06 37 05 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 06 38 04 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 06 38 05 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 06 39 04 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 06 39 05 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 06 40 04 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 06 40 05 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 06 41 04 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 06 41 05 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 06 42 04 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 06 42 05 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 06 43 04 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 06 43 05 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 06 44 04 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 06 44 05 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 06 45 04 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 06 45 05 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 06 46 04 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 06 46 05 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 06 47 04 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 06 47 05 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 06 48 04 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 06 48 05 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 07 01 04 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 07 01 05 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 07 02 04 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 07 02 05 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 07 03 04 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 07 03 05 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 07 04 04 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 07 04 05 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 07 05 04 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 07 05 05 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 07 06 04 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 07 06 05 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 07 07 04 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 07 07 05 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 07 08 04 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 07 08 05 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 07 09 04 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 07 09 05 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 07 10 04 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 07 10 05 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD

020 07 11 04 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 07 11 05 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 07 12 04 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 07 12 05 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 07 13 04 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 07 13 05 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 07 14 04 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 07 14 05 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 07 15 04 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 07 15 05 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 07 16 04 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 07 16 05 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 07 17 04 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 07 17 05 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 07 18 04 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 07 18 05 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 07 19 04 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 07 19 05 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 07 20 04 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 07 20 05 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 07 21 04 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 07 21 05 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 07 22 04 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 07 22 05 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 07 23 04 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 07 23 05 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 07 24 04 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 07 24 05 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 07 25 04 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 07 25 05 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 07 26 04 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 07 26 05 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 07 27 04 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 07 27 05 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 07 28 04 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 07 28 05 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 07 29 04 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 07 29 05 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 07 30 04 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 07 30 05 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 07 31 04 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 07 31 05 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 07 32 04 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 07 32 05 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 07 33 04 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 07 33 05 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 07 34 04 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 07 34 05 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 07 35 04 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 07 35 05 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 07 36 04 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 07 36 05 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 07 37 04 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 07 37 05 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 07 38 04 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 07 38 05 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 07 39 04 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD

020 07 39 05 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 07 40 04 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 07 40 05 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 07 41 04 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 07 41 05 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 07 42 04 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 07 42 05 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 07 43 04 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 07 43 05 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 07 44 04 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 07 44 05 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 07 45 04 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 07 45 05 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 07 46 04 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 07 46 05 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 07 47 04 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 07 47 05 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 07 48 04 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 07 48 05 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 08 01 04 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 08 01 05 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 08 02 04 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 08 02 05 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 08 03 04 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 08 03 05 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 08 04 04 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 08 04 05 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 08 05 04 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 08 05 05 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 08 06 04 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 08 06 05 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 08 07 04 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 08 07 05 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 08 08 04 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 08 08 05 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 08 09 04 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 08 09 05 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 08 10 04 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 08 10 05 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 08 11 04 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 08 11 05 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 08 12 04 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 08 12 05 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 08 13 04 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 08 13 05 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 08 14 04 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 08 14 05 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 08 15 04 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 08 15 05 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 08 16 04 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 08 16 05 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 08 17 04 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 08 17 05 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 08 18 04 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 08 18 05 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 08 19 04 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 08 19 05 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD



020 08 20 04 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 08 20 05 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 08 21 04 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 08 21 05 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 08 22 04 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 08 22 05 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 08 23 04 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 08 23 05 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 08 24 04 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 08 24 05 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 08 25 04 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 08 25 05 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 08 26 04 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 08 26 05 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 08 27 04 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 08 27 05 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 08 28 04 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 08 28 05 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 08 29 04 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 08 29 05 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 08 30 04 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 08 30 05 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 08 31 04 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 08 31 05 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 08 32 04 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 08 32 05 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 08 33 04 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 08 33 05 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 08 34 04 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 08 34 05 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 08 35 04 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 08 35 05 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 08 36 04 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 08 36 05 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 08 37 04 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 08 37 05 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 08 38 04 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 08 38 05 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 08 39 04 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 08 39 05 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 08 40 04 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 08 40 05 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 08 41 04 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 08 41 05 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 08 42 04 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 08 42 05 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 08 43 04 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 08 43 05 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 08 44 04 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 08 44 05 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 08 45 04 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 08 45 05 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 08 46 04 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 08 46 05 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 08 47 04 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 08 47 05 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 08 48 04 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD

020 08 48 05 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 09 01 04 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 09 01 05 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 09 02 04 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 09 02 05 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 09 03 04 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 09 03 05 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 09 04 04 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 09 04 05 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 09 05 04 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 09 05 05 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 09 06 04 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 09 06 05 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 09 07 04 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 09 07 05 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 09 08 04 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 09 08 05 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 09 09 04 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 09 09 05 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 09 10 04 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 09 10 05 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 09 11 04 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 09 11 05 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 09 12 04 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 09 12 05 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 09 13 04 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 09 13 05 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 09 14 04 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 09 14 05 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 09 15 04 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 09 15 05 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 09 16 04 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 09 16 05 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 09 17 04 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 09 17 05 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 09 18 04 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 09 18 05 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 09 19 04 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 09 19 05 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 09 20 04 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 09 20 05 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 09 21 04 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 09 21 05 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 09 22 04 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 09 22 05 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 09 23 04 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 09 23 05 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 09 24 04 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 09 24 05 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 09 25 04 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 09 25 05 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 09 26 04 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 09 26 05 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 09 27 04 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 09 27 05 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 09 28 04 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 09 28 05 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD

020 09 29 04 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 09 29 05 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 09 30 04 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 09 30 05 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 09 31 04 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 09 31 05 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 09 32 04 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 09 32 05 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 09 33 04 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 09 33 05 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 09 34 04 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 09 34 05 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 09 35 04 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 09 35 05 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 09 36 04 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 09 36 05 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 09 37 04 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 09 37 05 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 09 38 04 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 09 38 05 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 09 39 04 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 09 39 05 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 09 40 04 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 09 40 05 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 09 41 04 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 09 41 05 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 09 42 04 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 09 42 05 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 09 43 04 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 09 43 05 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 09 44 04 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 09 44 05 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 09 45 04 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 09 45 05 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 09 46 04 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 09 46 05 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 09 47 04 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 09 47 05 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 09 48 04 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 09 48 05 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 10 01 04 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 10 01 05 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 10 02 04 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 10 02 05 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 10 03 04 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 10 03 05 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 10 04 04 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 10 04 05 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 10 05 04 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 10 05 05 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 10 06 04 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 10 06 05 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 10 07 04 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 10 07 05 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 10 08 04 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 10 08 05 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 10 09 04 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD

020 10 09 05 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 10 10 04 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 10 10 05 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 10 11 04 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 10 11 05 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 10 12 04 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 10 12 05 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 10 13 04 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 10 13 05 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 10 14 04 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 10 14 05 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 10 15 04 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 10 15 05 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 10 16 04 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 10 16 05 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 10 17 04 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 10 17 05 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 10 18 04 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 10 18 05 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 10 19 04 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 10 19 05 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 10 20 04 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 10 20 05 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 10 21 04 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 10 21 05 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 10 22 04 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 10 22 05 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 10 23 04 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 10 23 05 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 10 24 04 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 10 24 05 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 10 25 04 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 10 25 05 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 10 26 04 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 10 26 05 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 10 27 04 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 10 27 05 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 10 28 04 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 10 28 05 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 10 29 04 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 10 29 05 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 10 30 04 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 10 30 05 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 10 31 04 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 10 31 05 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 10 32 04 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 10 32 05 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 10 33 04 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 10 33 05 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 10 34 04 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 10 34 05 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 10 35 04 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 10 35 05 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 10 36 04 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 10 36 05 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 10 37 04 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 10 37 05 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD

020 10 38 04 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 10 38 05 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 10 39 04 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 10 39 05 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 10 40 04 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 10 40 05 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 10 41 04 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 10 41 05 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 10 42 04 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 10 42 05 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 10 43 04 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 10 43 05 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 10 44 04 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 10 44 05 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 10 45 04 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 10 45 05 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 10 46 04 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 10 46 05 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 10 47 04 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 10 47 05 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 10 48 04 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 10 48 05 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 11 01 04 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 11 01 05 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 11 02 04 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 11 02 05 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 11 03 04 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 11 03 05 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 11 04 04 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 11 04 05 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 11 05 04 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 11 05 05 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 11 06 04 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 11 06 05 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 11 07 04 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 11 07 05 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 11 08 04 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 11 08 05 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 11 09 04 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 11 09 05 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 11 10 04 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 11 10 05 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 11 11 04 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 11 11 05 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 11 12 04 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 11 12 05 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 11 13 04 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 11 13 05 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 11 14 04 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 11 14 05 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 11 15 04 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 11 15 05 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 11 16 04 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 11 16 05 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 11 17 04 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 11 17 05 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 11 18 04 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD



020 11 18 05 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 11 19 04 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 11 19 05 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 11 20 04 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 11 20 05 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 11 21 04 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 11 21 05 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 11 22 04 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 11 22 05 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 11 23 04 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 11 23 05 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 11 24 04 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 11 24 05 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 11 25 04 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 11 25 05 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 11 26 04 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 11 26 05 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 11 27 04 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 11 27 05 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 11 28 04 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 11 28 05 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 11 29 04 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 11 29 05 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 11 30 04 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 11 30 05 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 11 31 04 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 11 31 05 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 11 32 04 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 11 32 05 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 11 33 04 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 11 33 05 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 11 34 04 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 11 34 05 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 11 35 04 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 11 35 05 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 11 36 04 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 11 36 05 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 11 37 04 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 11 37 05 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 11 38 04 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 11 38 05 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 11 39 04 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 11 39 05 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 11 40 04 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 11 40 05 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 11 41 04 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 11 41 05 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 11 42 04 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 11 42 05 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 11 43 04 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 11 43 05 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 11 44 04 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 11 44 05 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 11 45 04 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 11 45 05 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 11 46 04 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 11 46 05 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD

020 11 47 04 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 11 47 05 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 11 48 04 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 11 48 05 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 12 01 04 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 12 01 05 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 12 02 04 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 12 02 05 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 12 03 04 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 12 03 05 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 12 04 04 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 12 04 05 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 12 05 04 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 12 05 05 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 12 06 04 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 12 06 05 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 12 07 04 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 12 07 05 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 12 08 04 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 12 08 05 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 12 09 04 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 12 09 05 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 12 10 04 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 12 10 05 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 12 11 04 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 12 11 05 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 12 12 04 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 12 12 05 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 12 13 04 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 12 13 05 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 12 14 04 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 12 14 05 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 12 15 04 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 12 15 05 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 12 16 04 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 12 16 05 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 12 17 04 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 12 17 05 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 12 18 04 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 12 18 05 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 12 19 04 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 12 19 05 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 12 20 04 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 12 20 05 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 12 21 04 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 12 21 05 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 12 22 04 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 12 22 05 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 12 23 04 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 12 23 05 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 12 24 04 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 12 24 05 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 12 25 04 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 12 25 05 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 12 26 04 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 12 26 05 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 12 27 04 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD

020 12 27 05 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 12 28 04 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 12 28 05 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 12 29 04 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 12 29 05 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 12 30 04 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 12 30 05 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 12 31 04 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 12 31 05 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 12 32 04 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 12 32 05 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 12 33 04 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 12 33 05 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 12 34 04 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 12 34 05 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 12 35 04 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 12 35 05 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 12 36 04 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 12 36 05 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 12 37 04 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 12 37 05 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 12 38 04 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 12 38 05 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 12 39 04 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 12 39 05 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 12 40 04 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 12 40 05 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 12 41 04 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 12 41 05 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 12 42 04 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 12 42 05 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 12 43 04 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 12 43 05 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 12 44 04 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 12 44 05 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 12 45 04 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 12 45 05 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 12 46 04 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 12 46 05 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 12 47 04 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 12 47 05 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 12 48 04 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 12 48 05 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 13 01 04 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 13 01 05 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 13 02 04 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 13 02 05 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 13 03 04 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 13 03 05 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 13 04 04 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 13 04 05 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 13 05 04 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 13 05 05 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 13 06 04 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 13 06 05 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 13 07 04 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 13 07 05 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD

020 13 08 04 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 13 08 05 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 13 09 04 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 13 09 05 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 13 10 04 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 13 10 05 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 13 11 04 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 13 11 05 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 13 12 04 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 13 12 05 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 13 13 04 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 13 13 05 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 13 14 04 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 13 14 05 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 13 15 04 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 13 15 05 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 13 16 04 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 13 16 05 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 13 17 04 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 13 17 05 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 13 18 04 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 13 18 05 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 13 19 04 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 13 19 05 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 13 20 04 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 13 20 05 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 13 21 04 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 13 21 05 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 13 22 04 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 13 22 05 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 13 23 04 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 13 23 05 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 13 24 04 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 13 24 05 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 13 25 04 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 13 25 05 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 13 26 04 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 13 26 05 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 13 27 04 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 13 27 05 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 13 28 04 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 13 28 05 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 13 29 04 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 13 29 05 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 13 30 04 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 13 30 05 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 13 31 04 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 13 31 05 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 13 32 04 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 13 32 05 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 13 33 04 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 13 33 05 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 13 34 04 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 13 34 05 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 13 35 04 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 13 35 05 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 13 36 04 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD

020 13 36 05 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 13 37 04 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 13 37 05 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 13 38 04 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 13 38 05 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 13 39 04 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 13 39 05 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 13 40 04 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 13 40 05 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 13 41 04 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 13 41 05 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 13 42 04 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 13 42 05 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 13 43 04 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 13 43 05 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 13 44 04 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 13 44 05 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 13 45 04 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 13 45 05 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 13 46 04 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 13 46 05 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 13 47 04 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 13 47 05 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 13 48 04 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 13 48 05 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 14 01 04 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 14 01 05 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 14 02 04 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 14 02 05 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 14 03 04 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 14 03 05 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 14 04 04 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 14 04 05 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 14 05 04 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 14 05 05 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 14 06 04 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 14 06 05 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 14 07 04 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 14 07 05 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 14 08 04 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 14 08 05 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 14 09 04 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 14 09 05 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 14 10 04 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 14 10 05 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 14 11 04 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 14 11 05 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 14 12 04 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 14 12 05 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 14 13 04 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 14 13 05 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 14 14 04 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 14 14 05 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 14 15 04 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 14 15 05 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 14 16 04 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 14 16 05 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD



020 14 17 04 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 14 17 05 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 14 18 04 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 14 18 05 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 14 19 04 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 14 19 05 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 14 20 04 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 14 20 05 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 14 21 04 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 14 21 05 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 14 22 04 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 14 22 05 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 14 23 04 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 14 23 05 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 14 24 04 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 14 24 05 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 14 25 04 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 14 25 05 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 14 26 04 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 14 26 05 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 14 27 04 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 14 27 05 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 14 28 04 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 14 28 05 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 14 29 04 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 14 29 05 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 14 30 04 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 14 30 05 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 14 31 04 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 14 31 05 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 14 32 04 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 14 32 05 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 14 33 04 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 14 33 05 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 14 34 04 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 14 34 05 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 14 35 04 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 14 35 05 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 14 36 04 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 14 36 05 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 14 37 04 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 14 37 05 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 14 38 04 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 14 38 05 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 14 39 04 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 14 39 05 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 14 40 04 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 14 40 05 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 14 41 04 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 14 41 05 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 14 42 04 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 14 42 05 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 14 43 04 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 14 43 05 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 14 44 04 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 14 44 05 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 14 45 04 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD

020 14 45 05 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 14 46 04 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 14 46 05 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 14 47 04 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 14 47 05 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 14 48 04 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 14 48 05 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 15 01 04 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 15 01 05 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 15 02 04 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 15 02 05 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 15 03 04 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 15 03 05 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 15 04 04 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 15 04 05 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 15 05 04 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 15 05 05 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 15 06 04 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 15 06 05 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 15 07 04 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 15 07 05 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 15 08 04 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 15 08 05 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 15 09 04 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 15 09 05 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 15 10 04 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 15 10 05 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 15 11 04 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 15 11 05 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 15 12 04 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 15 12 05 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 15 13 04 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 15 13 05 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 15 14 04 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 15 14 05 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 15 15 04 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 15 15 05 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 15 16 04 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 15 16 05 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 15 17 04 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 15 17 05 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 15 18 04 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 15 18 05 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 15 19 04 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 15 19 05 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 15 20 04 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 15 20 05 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 15 21 04 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 15 21 05 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 15 22 04 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 15 22 05 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 15 23 04 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 15 23 05 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 15 24 04 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 15 24 05 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 15 25 04 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 15 25 05 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD

020 15 26 04 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 15 26 05 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 15 27 04 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 15 27 05 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 15 28 04 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 15 28 05 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 15 29 04 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 15 29 05 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 15 30 04 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 15 30 05 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 15 31 04 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 15 31 05 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 15 32 04 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 15 32 05 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 15 33 04 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 15 33 05 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 15 34 04 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 15 34 05 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 15 35 04 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 15 35 05 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 15 36 04 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 15 36 05 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 15 37 04 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 15 37 05 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 15 38 04 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 15 38 05 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 15 39 04 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 15 39 05 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 15 40 04 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 15 40 05 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 15 41 04 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 15 41 05 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 15 42 04 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 15 42 05 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 15 43 04 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 15 43 05 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 15 44 04 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 15 44 05 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 15 45 04 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 15 45 05 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 15 46 04 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 15 46 05 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 15 47 04 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 15 47 05 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 15 48 04 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 15 48 05 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 16 01 04 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 16 01 05 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 16 02 04 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 16 02 05 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 16 03 04 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 16 03 05 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 16 04 04 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 16 04 05 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 16 05 04 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 16 05 05 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 16 06 04 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD

020 16 06 05 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 16 07 04 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 16 07 05 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 16 08 04 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 16 08 05 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 16 09 04 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 16 09 05 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 16 10 04 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 16 10 05 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 16 11 04 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 16 11 05 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 16 12 04 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 16 12 05 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 16 13 04 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 16 13 05 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 16 14 04 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 16 14 05 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 16 15 04 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 16 15 05 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 16 16 04 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 16 16 05 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 16 17 04 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 16 17 05 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 16 18 04 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 16 18 05 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 16 19 04 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 16 19 05 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 16 20 04 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 16 20 05 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 16 21 04 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 16 21 05 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 16 22 04 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 16 22 05 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 16 23 04 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 16 23 05 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 16 24 04 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 16 24 05 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 16 25 04 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 16 25 05 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 16 26 04 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 16 26 05 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 16 27 04 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 16 27 05 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 16 28 04 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 16 28 05 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 16 29 04 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 16 29 05 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 16 30 04 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 16 30 05 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 16 31 04 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 16 31 05 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 16 32 04 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 16 32 05 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 16 33 04 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 16 33 05 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 16 34 04 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 16 34 05 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD

020 16 35 04 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 16 35 05 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 16 36 04 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 16 36 05 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 16 37 04 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 16 37 05 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 16 38 04 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 16 38 05 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 16 39 04 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 16 39 05 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 16 40 04 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 16 40 05 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 16 41 04 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 16 41 05 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 16 42 04 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 16 42 05 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 16 43 04 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 16 43 05 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 16 44 04 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 16 44 05 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 16 45 04 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 16 45 05 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 16 46 04 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 16 46 05 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 16 47 04 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 16 47 05 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 16 48 04 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 16 48 05 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 17 01 04 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 17 01 05 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 17 02 04 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 17 02 05 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 17 03 04 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 17 03 05 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 17 04 04 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 17 04 05 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 17 05 04 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 17 05 05 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 17 06 04 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 17 06 05 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 17 07 04 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 17 07 05 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 17 08 04 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 17 08 05 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 17 09 04 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 17 09 05 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 17 10 04 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 17 10 05 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 17 11 04 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 17 11 05 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 17 12 04 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 17 12 05 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 17 13 04 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 17 13 05 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 17 14 04 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 17 14 05 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 17 15 04 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD



020 17 15 05 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 17 16 04 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 17 16 05 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 17 17 04 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 17 17 05 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 17 18 04 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 17 18 05 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 17 19 04 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 17 19 05 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 17 20 04 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 17 20 05 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 17 21 04 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 17 21 05 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 17 22 04 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 17 22 05 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 17 23 04 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 17 23 05 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 17 24 04 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 17 24 05 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 17 25 04 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 17 25 05 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 17 26 04 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 17 26 05 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 17 27 04 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 17 27 05 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 17 28 04 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 17 28 05 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 17 29 04 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 17 29 05 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 17 30 04 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 17 30 05 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 17 31 04 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 17 31 05 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 17 32 04 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 17 32 05 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 17 33 04 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 17 33 05 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 17 34 04 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 17 34 05 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 17 35 04 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 17 35 05 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 17 36 04 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD  
020 17 36 05 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD  
020 17 37 04 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 17 37 05 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 17 38 04 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 17 38 05 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 17 39 04 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 17 39 05 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 17 40 04 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BRD  
020 17 40 05 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BRD  
020 17 41 04 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 17 41 05 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 17 42 04 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 17 42 05 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 17 43 04 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 17 43 05 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BRD

020 17 44 04 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BRD  
020 17 44 05 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BRD  
020 17 45 04 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 17 45 05 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 17 46 04 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 17 46 05 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 17 47 04 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 17 47 05 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BRD  
020 17 48 04 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BRD  
020 17 48 05 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BRD  
021 01 01 04 Tipo 01, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 01 01 05 Tipo 01, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 01 02 04 Tipo 01, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 01 02 05 Tipo 01, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 01 03 04 Tipo 01, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 01 03 05 Tipo 01, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 01 04 04 Tipo 01, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 01 04 05 Tipo 01, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 01 17 04 Tipo 01, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 01 17 05 Tipo 01, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 01 18 04 Tipo 01, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 01 18 05 Tipo 01, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 01 19 04 Tipo 01, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 01 19 05 Tipo 01, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 01 20 04 Tipo 01, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 01 20 05 Tipo 01, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 01 33 04 Tipo 01, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 01 33 05 Tipo 01, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 01 34 04 Tipo 01, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 01 34 05 Tipo 01, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 01 35 04 Tipo 01, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 01 35 05 Tipo 01, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 01 36 04 Tipo 01, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 01 36 05 Tipo 01, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 02 01 04 Tipo 02, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 02 01 05 Tipo 02, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 02 02 04 Tipo 02, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 02 02 05 Tipo 02, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 02 03 04 Tipo 02, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 02 03 05 Tipo 02, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 02 04 04 Tipo 02, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 02 04 05 Tipo 02, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 02 17 04 Tipo 02, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 02 17 05 Tipo 02, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 02 18 04 Tipo 02, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 02 18 05 Tipo 02, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 02 19 04 Tipo 02, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 02 19 05 Tipo 02, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 02 20 04 Tipo 02, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 02 20 05 Tipo 02, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 02 33 04 Tipo 02, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 02 33 05 Tipo 02, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 02 34 04 Tipo 02, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 02 34 05 Tipo 02, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 02 35 04 Tipo 02, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 02 35 05 Tipo 02, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 02 36 04 Tipo 02, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR

021 02 36 05 Tipo 02, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 03 01 04 Tipo 03, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 03 01 05 Tipo 03, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 03 02 04 Tipo 03, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 03 02 05 Tipo 03, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 03 03 04 Tipo 03, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 03 03 05 Tipo 03, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 03 04 04 Tipo 03, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 03 04 05 Tipo 03, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 03 17 04 Tipo 03, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 03 17 05 Tipo 03, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 03 18 04 Tipo 03, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 03 18 05 Tipo 03, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 03 19 04 Tipo 03, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 03 19 05 Tipo 03, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 03 20 04 Tipo 03, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 03 20 05 Tipo 03, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 03 33 04 Tipo 03, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 03 33 05 Tipo 03, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 03 34 04 Tipo 03, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 03 34 05 Tipo 03, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 03 35 04 Tipo 03, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 03 35 05 Tipo 03, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 03 36 04 Tipo 03, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 03 36 05 Tipo 03, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 04 01 04 Tipo 04, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 04 01 05 Tipo 04, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 04 02 04 Tipo 04, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 04 02 05 Tipo 04, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 04 03 04 Tipo 04, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 04 03 05 Tipo 04, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 04 04 04 Tipo 04, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 04 04 05 Tipo 04, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 04 17 04 Tipo 04, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 04 17 05 Tipo 04, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 04 18 04 Tipo 04, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 04 18 05 Tipo 04, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 04 19 04 Tipo 04, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 04 19 05 Tipo 04, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 04 20 04 Tipo 04, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 04 20 05 Tipo 04, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 04 33 04 Tipo 04, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 04 33 05 Tipo 04, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 04 34 04 Tipo 04, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 04 34 05 Tipo 04, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 04 35 04 Tipo 04, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 04 35 05 Tipo 04, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 04 36 04 Tipo 04, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 04 36 05 Tipo 04, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 05 01 04 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 05 01 05 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 05 02 04 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 05 02 05 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 05 03 04 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 05 03 05 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 05 04 04 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 05 04 05 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR

021 05 05 04 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 05 05 05 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 05 06 04 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 05 06 05 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 05 07 04 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 05 07 05 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 05 08 04 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 05 08 05 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 05 09 04 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 05 09 05 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 05 10 04 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 05 10 05 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 05 11 04 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 05 11 05 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 05 12 04 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 05 12 05 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 05 13 04 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 05 13 05 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 05 14 04 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 05 14 05 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 05 15 04 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 05 15 05 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 05 16 04 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 05 16 05 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 05 17 04 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 05 17 05 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 05 18 04 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 05 18 05 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 05 19 04 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 05 19 05 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 05 20 04 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 05 20 05 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 05 21 04 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 05 21 05 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 05 22 04 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 05 22 05 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 05 23 04 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 05 23 05 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 05 24 04 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 05 24 05 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 05 25 04 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 05 25 05 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 05 26 04 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 05 26 05 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 05 27 04 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 05 27 05 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 05 28 04 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 05 28 05 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 05 29 04 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 05 29 05 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 05 30 04 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 05 30 05 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 05 31 04 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 05 31 05 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 05 32 04 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 05 32 05 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 05 33 04 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR

021 05 33 05 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 05 34 04 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 05 34 05 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 05 35 04 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 05 35 05 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 05 36 04 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 05 36 05 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 05 37 04 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 05 37 05 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 05 38 04 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 05 38 05 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 05 39 04 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 05 39 05 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 05 40 04 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 05 40 05 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 05 41 04 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 05 41 05 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 05 42 04 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 05 42 05 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 05 43 04 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 05 43 05 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 05 44 04 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 05 44 05 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 05 45 04 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 05 45 05 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 05 46 04 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 05 46 05 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 05 47 04 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 05 47 05 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 05 48 04 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 05 48 05 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 06 01 04 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 06 01 05 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 06 02 04 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 06 02 05 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 06 03 04 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 06 03 05 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 06 04 04 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 06 04 05 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 06 05 04 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 06 05 05 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 06 06 04 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 06 06 05 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 06 07 04 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 06 07 05 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 06 08 04 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 06 08 05 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 06 09 04 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 06 09 05 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 06 10 04 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 06 10 05 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 06 11 04 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 06 11 05 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 06 12 04 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 06 12 05 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 06 13 04 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 06 13 05 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR



021 06 14 04 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 06 14 05 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 06 15 04 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 06 15 05 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 06 16 04 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 06 16 05 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 06 17 04 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 06 17 05 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 06 18 04 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 06 18 05 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 06 19 04 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 06 19 05 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 06 20 04 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 06 20 05 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 06 21 04 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 06 21 05 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 06 22 04 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 06 22 05 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 06 23 04 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 06 23 05 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 06 24 04 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 06 24 05 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 06 25 04 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 06 25 05 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 06 26 04 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 06 26 05 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 06 27 04 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 06 27 05 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 06 28 04 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 06 28 05 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 06 29 04 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 06 29 05 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 06 30 04 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 06 30 05 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 06 31 04 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 06 31 05 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 06 32 04 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 06 32 05 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 06 33 04 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 06 33 05 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 06 34 04 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 06 34 05 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 06 35 04 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 06 35 05 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 06 36 04 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 06 36 05 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 06 37 04 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 06 37 05 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 06 38 04 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 06 38 05 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 06 39 04 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 06 39 05 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 06 40 04 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 06 40 05 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 06 41 04 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 06 41 05 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 06 42 04 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR

021 06 42 05 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 06 43 04 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 06 43 05 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 06 44 04 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 06 44 05 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 06 45 04 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 06 45 05 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 06 46 04 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 06 46 05 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 06 47 04 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 06 47 05 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 06 48 04 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 06 48 05 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 07 01 04 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 07 01 05 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 07 02 04 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 07 02 05 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 07 03 04 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 07 03 05 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 07 04 04 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 07 04 05 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 07 05 04 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 07 05 05 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 07 06 04 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 07 06 05 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 07 07 04 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 07 07 05 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 07 08 04 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 07 08 05 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 07 09 04 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 07 09 05 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 07 10 04 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 07 10 05 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 07 11 04 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 07 11 05 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 07 12 04 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 07 12 05 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 07 13 04 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 07 13 05 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 07 14 04 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 07 14 05 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 07 15 04 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 07 15 05 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 07 16 04 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 07 16 05 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 07 17 04 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 07 17 05 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 07 18 04 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 07 18 05 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 07 19 04 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 07 19 05 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 07 20 04 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 07 20 05 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 07 21 04 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 07 21 05 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 07 22 04 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 07 22 05 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR

021 07 23 04 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 07 23 05 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 07 24 04 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 07 24 05 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 07 25 04 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 07 25 05 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 07 26 04 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 07 26 05 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 07 27 04 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 07 27 05 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 07 28 04 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 07 28 05 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 07 29 04 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 07 29 05 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 07 30 04 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 07 30 05 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 07 31 04 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 07 31 05 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 07 32 04 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 07 32 05 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 07 33 04 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 07 33 05 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 07 34 04 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 07 34 05 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 07 35 04 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 07 35 05 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 07 36 04 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 07 36 05 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 07 37 04 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 07 37 05 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 07 38 04 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 07 38 05 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 07 39 04 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 07 39 05 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 07 40 04 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 07 40 05 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 07 41 04 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 07 41 05 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 07 42 04 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 07 42 05 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 07 43 04 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 07 43 05 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 07 44 04 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 07 44 05 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 07 45 04 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 07 45 05 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 07 46 04 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 07 46 05 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 07 47 04 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 07 47 05 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 07 48 04 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 07 48 05 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 08 01 04 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 08 01 05 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 08 02 04 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 08 02 05 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 08 03 04 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR

021 08 03 05 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 08 04 04 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 08 04 05 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 08 05 04 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 08 05 05 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 08 06 04 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 08 06 05 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 08 07 04 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 08 07 05 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 08 08 04 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 08 08 05 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 08 09 04 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 08 09 05 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 08 10 04 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 08 10 05 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 08 11 04 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 08 11 05 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 08 12 04 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 08 12 05 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 08 13 04 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 08 13 05 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 08 14 04 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 08 14 05 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 08 15 04 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 08 15 05 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 08 16 04 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 08 16 05 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 08 17 04 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 08 17 05 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 08 18 04 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 08 18 05 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 08 19 04 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 08 19 05 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 08 20 04 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 08 20 05 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 08 21 04 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 08 21 05 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 08 22 04 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 08 22 05 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 08 23 04 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 08 23 05 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 08 24 04 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 08 24 05 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 08 25 04 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 08 25 05 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 08 26 04 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 08 26 05 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 08 27 04 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 08 27 05 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 08 28 04 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 08 28 05 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 08 29 04 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 08 29 05 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 08 30 04 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 08 30 05 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 08 31 04 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 08 31 05 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR

021 08 32 04 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 08 32 05 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 08 33 04 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 08 33 05 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 08 34 04 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 08 34 05 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 08 35 04 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 08 35 05 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 08 36 04 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 08 36 05 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 08 37 04 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 08 37 05 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 08 38 04 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 08 38 05 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 08 39 04 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 08 39 05 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 08 40 04 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 08 40 05 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 08 41 04 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 08 41 05 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 08 42 04 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 08 42 05 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 08 43 04 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 08 43 05 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 08 44 04 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 08 44 05 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 08 45 04 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 08 45 05 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 08 46 04 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 08 46 05 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 08 47 04 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 08 47 05 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 08 48 04 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 08 48 05 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 09 01 04 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 09 01 05 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 09 02 04 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 09 02 05 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 09 03 04 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 09 03 05 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 09 04 04 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 09 04 05 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 09 05 04 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 09 05 05 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 09 06 04 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 09 06 05 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 09 07 04 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 09 07 05 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 09 08 04 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 09 08 05 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 09 09 04 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 09 09 05 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 09 10 04 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 09 10 05 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 09 11 04 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 09 11 05 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 09 12 04 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR



021 09 12 05 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 09 13 04 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 09 13 05 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 09 14 04 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 09 14 05 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 09 15 04 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 09 15 05 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 09 16 04 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 09 16 05 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 09 17 04 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 09 17 05 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 09 18 04 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 09 18 05 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 09 19 04 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 09 19 05 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 09 20 04 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 09 20 05 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 09 21 04 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 09 21 05 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 09 22 04 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 09 22 05 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 09 23 04 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 09 23 05 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 09 24 04 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 09 24 05 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 09 25 04 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 09 25 05 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 09 26 04 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 09 26 05 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 09 27 04 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 09 27 05 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 09 28 04 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 09 28 05 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 09 29 04 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 09 29 05 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 09 30 04 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 09 30 05 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 09 31 04 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 09 31 05 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 09 32 04 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 09 32 05 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 09 33 04 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 09 33 05 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 09 34 04 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 09 34 05 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 09 35 04 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 09 35 05 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 09 36 04 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 09 36 05 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 09 37 04 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 09 37 05 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 09 38 04 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 09 38 05 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 09 39 04 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 09 39 05 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 09 40 04 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 09 40 05 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR

021 09 41 04 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 09 41 05 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 09 42 04 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 09 42 05 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 09 43 04 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 09 43 05 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 09 44 04 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 09 44 05 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 09 45 04 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 09 45 05 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 09 46 04 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 09 46 05 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 09 47 04 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 09 47 05 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 09 48 04 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 09 48 05 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 10 01 04 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 10 01 05 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 10 02 04 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 10 02 05 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 10 03 04 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 10 03 05 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 10 04 04 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 10 04 05 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 10 05 04 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 10 05 05 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 10 06 04 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 10 06 05 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 10 07 04 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 10 07 05 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 10 08 04 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 10 08 05 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 10 09 04 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 10 09 05 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 10 10 04 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 10 10 05 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 10 11 04 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 10 11 05 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 10 12 04 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 10 12 05 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 10 13 04 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 10 13 05 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 10 14 04 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 10 14 05 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 10 15 04 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 10 15 05 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 10 16 04 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 10 16 05 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 10 17 04 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 10 17 05 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 10 18 04 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 10 18 05 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 10 19 04 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 10 19 05 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 10 20 04 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 10 20 05 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 10 21 04 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR

021 10 21 05 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 10 22 04 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 10 22 05 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 10 23 04 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 10 23 05 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 10 24 04 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 10 24 05 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 10 25 04 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 10 25 05 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 10 26 04 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 10 26 05 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 10 27 04 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 10 27 05 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 10 28 04 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 10 28 05 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 10 29 04 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 10 29 05 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 10 30 04 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 10 30 05 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 10 31 04 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 10 31 05 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 10 32 04 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 10 32 05 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 10 33 04 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 10 33 05 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 10 34 04 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 10 34 05 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 10 35 04 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 10 35 05 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 10 36 04 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 10 36 05 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 10 37 04 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 10 37 05 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 10 38 04 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 10 38 05 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 10 39 04 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 10 39 05 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 10 40 04 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 10 40 05 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 10 41 04 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 10 41 05 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 10 42 04 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 10 42 05 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 10 43 04 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 10 43 05 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 10 44 04 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 10 44 05 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 10 45 04 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 10 45 05 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 10 46 04 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 10 46 05 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 10 47 04 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 10 47 05 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 10 48 04 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 10 48 05 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 11 01 04 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 11 01 05 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR

021 11 02 04 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 11 02 05 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 11 03 04 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 11 03 05 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 11 04 04 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 11 04 05 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 11 05 04 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 11 05 05 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 11 06 04 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 11 06 05 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 11 07 04 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 11 07 05 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 11 08 04 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 11 08 05 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 11 09 04 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 11 09 05 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 11 10 04 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 11 10 05 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 11 11 04 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 11 11 05 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 11 12 04 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 11 12 05 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 11 13 04 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 11 13 05 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 11 14 04 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 11 14 05 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 11 15 04 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 11 15 05 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 11 16 04 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 11 16 05 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 11 17 04 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 11 17 05 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 11 18 04 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 11 18 05 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 11 19 04 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 11 19 05 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 11 20 04 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 11 20 05 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 11 21 04 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 11 21 05 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 11 22 04 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 11 22 05 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 11 23 04 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 11 23 05 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 11 24 04 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 11 24 05 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 11 25 04 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 11 25 05 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 11 26 04 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 11 26 05 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 11 27 04 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 11 27 05 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 11 28 04 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 11 28 05 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 11 29 04 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 11 29 05 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 11 30 04 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR

021 11 30 05 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 11 31 04 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 11 31 05 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 11 32 04 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 11 32 05 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 11 33 04 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 11 33 05 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 11 34 04 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 11 34 05 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 11 35 04 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 11 35 05 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 11 36 04 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 11 36 05 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 11 37 04 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 11 37 05 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 11 38 04 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 11 38 05 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 11 39 04 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 11 39 05 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 11 40 04 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 11 40 05 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 11 41 04 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 11 41 05 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 11 42 04 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 11 42 05 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 11 43 04 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 11 43 05 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 11 44 04 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 11 44 05 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 11 45 04 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 11 45 05 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 11 46 04 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 11 46 05 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 11 47 04 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 11 47 05 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 11 48 04 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 11 48 05 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 12 01 04 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 12 01 05 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 12 02 04 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 12 02 05 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 12 03 04 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 12 03 05 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 12 04 04 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 12 04 05 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 12 05 04 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 12 05 05 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 12 06 04 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 12 06 05 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 12 07 04 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 12 07 05 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 12 08 04 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 12 08 05 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 12 09 04 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 12 09 05 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 12 10 04 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 12 10 05 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR



021 12 11 04 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 12 11 05 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 12 12 04 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 12 12 05 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 12 13 04 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 12 13 05 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 12 14 04 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 12 14 05 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 12 15 04 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 12 15 05 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 12 16 04 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 12 16 05 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 12 17 04 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 12 17 05 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 12 18 04 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 12 18 05 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 12 19 04 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 12 19 05 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 12 20 04 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 12 20 05 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 12 21 04 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 12 21 05 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 12 22 04 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 12 22 05 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 12 23 04 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 12 23 05 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 12 24 04 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 12 24 05 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 12 25 04 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 12 25 05 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 12 26 04 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 12 26 05 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 12 27 04 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 12 27 05 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 12 28 04 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 12 28 05 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 12 29 04 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 12 29 05 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 12 30 04 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 12 30 05 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 12 31 04 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 12 31 05 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 12 32 04 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 12 32 05 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 12 33 04 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 12 33 05 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 12 34 04 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 12 34 05 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 12 35 04 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 12 35 05 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 12 36 04 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 12 36 05 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 12 37 04 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 12 37 05 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 12 38 04 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 12 38 05 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 12 39 04 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR

021 12 39 05 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 12 40 04 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 12 40 05 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 12 41 04 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 12 41 05 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 12 42 04 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 12 42 05 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 12 43 04 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 12 43 05 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 12 44 04 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 12 44 05 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 12 45 04 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 12 45 05 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 12 46 04 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 12 46 05 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 12 47 04 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 12 47 05 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 12 48 04 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 12 48 05 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 13 01 04 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 13 01 05 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 13 02 04 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 13 02 05 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 13 03 04 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 13 03 05 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 13 04 04 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 13 04 05 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 13 05 04 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 13 05 05 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 13 06 04 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 13 06 05 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 13 07 04 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 13 07 05 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 13 08 04 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 13 08 05 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 13 09 04 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 13 09 05 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 13 10 04 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 13 10 05 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 13 11 04 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 13 11 05 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 13 12 04 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 13 12 05 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 13 13 04 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 13 13 05 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 13 14 04 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 13 14 05 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 13 15 04 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 13 15 05 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 13 16 04 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 13 16 05 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 13 17 04 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 13 17 05 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 13 18 04 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 13 18 05 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 13 19 04 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 13 19 05 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR

021 13 20 04 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 13 20 05 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 13 21 04 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 13 21 05 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 13 22 04 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 13 22 05 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 13 23 04 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 13 23 05 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 13 24 04 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 13 24 05 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 13 25 04 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 13 25 05 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 13 26 04 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 13 26 05 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 13 27 04 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 13 27 05 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 13 28 04 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 13 28 05 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 13 29 04 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 13 29 05 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 13 30 04 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 13 30 05 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 13 31 04 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 13 31 05 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 13 32 04 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 13 32 05 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 13 33 04 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 13 33 05 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 13 34 04 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 13 34 05 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 13 35 04 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 13 35 05 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 13 36 04 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 13 36 05 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 13 37 04 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 13 37 05 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 13 38 04 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 13 38 05 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 13 39 04 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 13 39 05 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 13 40 04 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 13 40 05 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 13 41 04 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 13 41 05 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 13 42 04 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 13 42 05 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 13 43 04 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 13 43 05 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 13 44 04 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 13 44 05 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 13 45 04 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 13 45 05 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 13 46 04 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 13 46 05 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 13 47 04 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 13 47 05 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 13 48 04 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR

021 13 48 05 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 14 01 04 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 14 01 05 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 14 02 04 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 14 02 05 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 14 03 04 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 14 03 05 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 14 04 04 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 14 04 05 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 14 05 04 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 14 05 05 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 14 06 04 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 14 06 05 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 14 07 04 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 14 07 05 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 14 08 04 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 14 08 05 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 14 09 04 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 14 09 05 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 14 10 04 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 14 10 05 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 14 11 04 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 14 11 05 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 14 12 04 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 14 12 05 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 14 13 04 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 14 13 05 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 14 14 04 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 14 14 05 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 14 15 04 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 14 15 05 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 14 16 04 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 14 16 05 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 14 17 04 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 14 17 05 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 14 18 04 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 14 18 05 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 14 19 04 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 14 19 05 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 14 20 04 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 14 20 05 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 14 21 04 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 14 21 05 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 14 22 04 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 14 22 05 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 14 23 04 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 14 23 05 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 14 24 04 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 14 24 05 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 14 25 04 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 14 25 05 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 14 26 04 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 14 26 05 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 14 27 04 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 14 27 05 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 14 28 04 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 14 28 05 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR

021 14 29 04 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 14 29 05 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 14 30 04 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 14 30 05 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 14 31 04 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 14 31 05 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 14 32 04 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 14 32 05 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 14 33 04 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 14 33 05 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 14 34 04 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 14 34 05 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 14 35 04 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 14 35 05 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 14 36 04 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 14 36 05 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 14 37 04 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 14 37 05 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 14 38 04 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 14 38 05 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 14 39 04 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 14 39 05 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 14 40 04 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 14 40 05 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 14 41 04 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 14 41 05 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 14 42 04 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 14 42 05 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 14 43 04 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 14 43 05 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 14 44 04 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 14 44 05 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 14 45 04 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 14 45 05 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 14 46 04 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 14 46 05 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 14 47 04 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 14 47 05 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 14 48 04 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 14 48 05 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 15 01 04 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 15 01 05 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 15 02 04 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 15 02 05 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 15 03 04 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 15 03 05 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 15 04 04 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 15 04 05 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 15 05 04 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 15 05 05 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 15 06 04 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 15 06 05 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 15 07 04 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 15 07 05 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 15 08 04 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 15 08 05 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 15 09 04 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR



021 15 09 05 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 15 10 04 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 15 10 05 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 15 11 04 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 15 11 05 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 15 12 04 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 15 12 05 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 15 13 04 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 15 13 05 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 15 14 04 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 15 14 05 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 15 15 04 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 15 15 05 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 15 16 04 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 15 16 05 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 15 17 04 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 15 17 05 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 15 18 04 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 15 18 05 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 15 19 04 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 15 19 05 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 15 20 04 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 15 20 05 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 15 21 04 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 15 21 05 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 15 22 04 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 15 22 05 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 15 23 04 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 15 23 05 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 15 24 04 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 15 24 05 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 15 25 04 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 15 25 05 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 15 26 04 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 15 26 05 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 15 27 04 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 15 27 05 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 15 28 04 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 15 28 05 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 15 29 04 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 15 29 05 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 15 30 04 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 15 30 05 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 15 31 04 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 15 31 05 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 15 32 04 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 15 32 05 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 15 33 04 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 15 33 05 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 15 34 04 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 15 34 05 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 15 35 04 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 15 35 05 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 15 36 04 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 15 36 05 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 15 37 04 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 15 37 05 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR

021 15 38 04 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 15 38 05 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 15 39 04 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 15 39 05 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 15 40 04 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 15 40 05 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 15 41 04 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 15 41 05 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 15 42 04 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 15 42 05 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 15 43 04 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 15 43 05 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 15 44 04 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 15 44 05 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 15 45 04 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 15 45 05 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 15 46 04 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 15 46 05 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 15 47 04 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 15 47 05 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 15 48 04 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 15 48 05 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 16 01 04 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 16 01 05 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 16 02 04 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 16 02 05 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 16 03 04 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 16 03 05 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 16 04 04 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 16 04 05 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 16 05 04 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 16 05 05 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 16 06 04 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 16 06 05 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 16 07 04 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 16 07 05 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 16 08 04 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 16 08 05 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 16 09 04 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 16 09 05 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 16 10 04 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 16 10 05 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 16 11 04 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 16 11 05 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 16 12 04 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 16 12 05 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 16 13 04 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 16 13 05 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 16 14 04 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 16 14 05 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 16 15 04 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 16 15 05 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 16 16 04 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 16 16 05 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 16 17 04 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 16 17 05 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 16 18 04 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR

021 16 18 05 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 16 19 04 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 16 19 05 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 16 20 04 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 16 20 05 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 16 21 04 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 16 21 05 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 16 22 04 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 16 22 05 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 16 23 04 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 16 23 05 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 16 24 04 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 16 24 05 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 16 25 04 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 16 25 05 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 16 26 04 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 16 26 05 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 16 27 04 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 16 27 05 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 16 28 04 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 16 28 05 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 16 29 04 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 16 29 05 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 16 30 04 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 16 30 05 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 16 31 04 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 16 31 05 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 16 32 04 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 16 32 05 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 16 33 04 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 16 33 05 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 16 34 04 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 16 34 05 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 16 35 04 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 16 35 05 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 16 36 04 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 16 36 05 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 16 37 04 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 16 37 05 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 16 38 04 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 16 38 05 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 16 39 04 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 16 39 05 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 16 40 04 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 16 40 05 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 16 41 04 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 16 41 05 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 16 42 04 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 16 42 05 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 16 43 04 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 16 43 05 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 16 44 04 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 16 44 05 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 16 45 04 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 16 45 05 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 16 46 04 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 16 46 05 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR

021 16 47 04 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 16 47 05 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 16 48 04 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 16 48 05 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 17 01 04 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 17 01 05 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 17 02 04 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 17 02 05 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 17 03 04 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 17 03 05 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 17 04 04 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 17 04 05 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 17 05 04 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 17 05 05 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 17 06 04 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 17 06 05 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 17 07 04 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 17 07 05 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 17 08 04 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 17 08 05 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 17 09 04 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 17 09 05 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 17 10 04 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 17 10 05 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 17 11 04 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 17 11 05 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 17 12 04 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 17 12 05 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 17 13 04 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 17 13 05 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 17 14 04 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 17 14 05 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 17 15 04 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 17 15 05 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 17 16 04 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 17 16 05 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 17 17 04 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 17 17 05 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 17 18 04 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 17 18 05 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 17 19 04 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 17 19 05 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 17 20 04 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 17 20 05 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 17 21 04 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 17 21 05 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 17 22 04 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 17 22 05 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 17 23 04 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 17 23 05 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 17 24 04 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 17 24 05 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 17 25 04 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 17 25 05 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 17 26 04 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 17 26 05 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 17 27 04 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR

021 17 27 05 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 17 28 04 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 17 28 05 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 17 29 04 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 17 29 05 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 17 30 04 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 17 30 05 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 17 31 04 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 17 31 05 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 17 32 04 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 17 32 05 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 17 33 04 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 17 33 05 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 17 34 04 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 17 34 05 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 17 35 04 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 17 35 05 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 17 36 04 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BR  
021 17 36 05 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BR  
021 17 37 04 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 17 37 05 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 17 38 04 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 17 38 05 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 17 39 04 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 17 39 05 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 17 40 04 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BR  
021 17 40 05 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BR  
021 17 41 04 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 17 41 05 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 17 42 04 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 17 42 05 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 17 43 04 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 17 43 05 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 17 44 04 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BR  
021 17 44 05 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BR  
021 17 45 04 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 17 45 05 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 17 46 04 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 17 46 05 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 17 47 04 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 17 47 05 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BR  
021 17 48 04 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BR  
021 17 48 05 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BR  
022 01 01 04 Tipo 01, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 01 01 05 Tipo 01, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 01 02 04 Tipo 01, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 01 02 05 Tipo 01, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 01 03 04 Tipo 01, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 01 03 05 Tipo 01, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 01 04 04 Tipo 01, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 01 04 05 Tipo 01, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 01 17 04 Tipo 01, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 01 17 05 Tipo 01, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 01 18 04 Tipo 01, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 01 18 05 Tipo 01, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 01 19 04 Tipo 01, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 01 19 05 Tipo 01, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR



022 01 20 04 Tipo 01, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 01 20 05 Tipo 01, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 01 33 04 Tipo 01, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 01 33 05 Tipo 01, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 01 34 04 Tipo 01, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 01 34 05 Tipo 01, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 01 35 04 Tipo 01, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 01 35 05 Tipo 01, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 01 36 04 Tipo 01, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 01 36 05 Tipo 01, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 02 01 04 Tipo 02, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 02 01 05 Tipo 02, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 02 02 04 Tipo 02, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 02 02 05 Tipo 02, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 02 03 04 Tipo 02, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 02 03 05 Tipo 02, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 02 04 04 Tipo 02, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 02 04 05 Tipo 02, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 02 17 04 Tipo 02, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 02 17 05 Tipo 02, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 02 18 04 Tipo 02, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 02 18 05 Tipo 02, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 02 19 04 Tipo 02, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 02 19 05 Tipo 02, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 02 20 04 Tipo 02, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 02 20 05 Tipo 02, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 02 33 04 Tipo 02, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 02 33 05 Tipo 02, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 02 34 04 Tipo 02, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 02 34 05 Tipo 02, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 02 35 04 Tipo 02, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 02 35 05 Tipo 02, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 02 36 04 Tipo 02, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 02 36 05 Tipo 02, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 03 01 04 Tipo 03, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 03 01 05 Tipo 03, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 03 02 04 Tipo 03, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 03 02 05 Tipo 03, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 03 03 04 Tipo 03, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 03 03 05 Tipo 03, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 03 04 04 Tipo 03, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 03 04 05 Tipo 03, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 03 17 04 Tipo 03, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 03 17 05 Tipo 03, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 03 18 04 Tipo 03, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 03 18 05 Tipo 03, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 03 19 04 Tipo 03, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 03 19 05 Tipo 03, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 03 20 04 Tipo 03, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 03 20 05 Tipo 03, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 03 33 04 Tipo 03, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 03 33 05 Tipo 03, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 03 34 04 Tipo 03, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 03 34 05 Tipo 03, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 03 35 04 Tipo 03, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 03 35 05 Tipo 03, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 03 36 04 Tipo 03, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR

022 03 36 05 Tipo 03, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 04 01 04 Tipo 04, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 04 01 05 Tipo 04, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 04 02 04 Tipo 04, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 04 02 05 Tipo 04, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 04 03 04 Tipo 04, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 04 03 05 Tipo 04, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 04 04 04 Tipo 04, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 04 04 05 Tipo 04, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 04 17 04 Tipo 04, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 04 17 05 Tipo 04, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 04 18 04 Tipo 04, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 04 18 05 Tipo 04, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 04 19 04 Tipo 04, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 04 19 05 Tipo 04, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 04 20 04 Tipo 04, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 04 20 05 Tipo 04, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 04 33 04 Tipo 04, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 04 33 05 Tipo 04, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 04 34 04 Tipo 04, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 04 34 05 Tipo 04, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 04 35 04 Tipo 04, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 04 35 05 Tipo 04, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 04 36 04 Tipo 04, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 04 36 05 Tipo 04, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 05 01 04 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 05 01 05 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 05 02 04 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 05 02 05 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 05 03 04 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 05 03 05 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 05 04 04 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 05 04 05 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 05 05 04 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 05 05 05 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 05 06 04 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 05 06 05 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 05 07 04 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 05 07 05 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 05 08 04 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 05 08 05 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 05 09 04 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 05 09 05 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 05 10 04 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 05 10 05 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 05 11 04 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 05 11 05 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 05 12 04 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 05 12 05 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 05 13 04 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 05 13 05 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 05 14 04 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 05 14 05 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 05 15 04 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 05 15 05 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 05 16 04 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 05 16 05 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR

022 05 17 04 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 05 17 05 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 05 18 04 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 05 18 05 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 05 19 04 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 05 19 05 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 05 20 04 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 05 20 05 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 05 21 04 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 05 21 05 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 05 22 04 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 05 22 05 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 05 23 04 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 05 23 05 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 05 24 04 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 05 24 05 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 05 25 04 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 05 25 05 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 05 26 04 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 05 26 05 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 05 27 04 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 05 27 05 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 05 28 04 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 05 28 05 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 05 29 04 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 05 29 05 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 05 30 04 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 05 30 05 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 05 31 04 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 05 31 05 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 05 32 04 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 05 32 05 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 05 33 04 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 05 33 05 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 05 34 04 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 05 34 05 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 05 35 04 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 05 35 05 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 05 36 04 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 05 36 05 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 05 37 04 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 05 37 05 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 05 38 04 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 05 38 05 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 05 39 04 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 05 39 05 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 05 40 04 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 05 40 05 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 05 41 04 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 05 41 05 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 05 42 04 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 05 42 05 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 05 43 04 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 05 43 05 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 05 44 04 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 05 44 05 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 05 45 04 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR

022 05 45 05 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 05 46 04 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 05 46 05 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 05 47 04 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 05 47 05 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 05 48 04 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 05 48 05 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 06 01 04 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 06 01 05 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 06 02 04 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 06 02 05 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 06 03 04 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 06 03 05 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 06 04 04 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 06 04 05 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 06 05 04 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 06 05 05 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 06 06 04 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 06 06 05 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 06 07 04 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 06 07 05 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 06 08 04 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 06 08 05 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 06 09 04 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 06 09 05 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 06 10 04 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 06 10 05 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 06 11 04 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 06 11 05 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 06 12 04 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 06 12 05 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 06 13 04 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 06 13 05 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 06 14 04 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 06 14 05 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 06 15 04 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 06 15 05 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 06 16 04 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 06 16 05 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 06 17 04 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 06 17 05 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 06 18 04 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 06 18 05 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 06 19 04 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 06 19 05 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 06 20 04 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 06 20 05 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 06 21 04 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 06 21 05 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 06 22 04 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 06 22 05 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 06 23 04 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 06 23 05 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 06 24 04 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 06 24 05 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 06 25 04 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 06 25 05 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR



022 06 26 04 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 06 26 05 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 06 27 04 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 06 27 05 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 06 28 04 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 06 28 05 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 06 29 04 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 06 29 05 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 06 30 04 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 06 30 05 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 06 31 04 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 06 31 05 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 06 32 04 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 06 32 05 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 06 33 04 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 06 33 05 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 06 34 04 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 06 34 05 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 06 35 04 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 06 35 05 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 06 36 04 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 06 36 05 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 06 37 04 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 06 37 05 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 06 38 04 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 06 38 05 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 06 39 04 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 06 39 05 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 06 40 04 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 06 40 05 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 06 41 04 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 06 41 05 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 06 42 04 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 06 42 05 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 06 43 04 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 06 43 05 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 06 44 04 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 06 44 05 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 06 45 04 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 06 45 05 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 06 46 04 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 06 46 05 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 06 47 04 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 06 47 05 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 06 48 04 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 06 48 05 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 07 01 04 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 07 01 05 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 07 02 04 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 07 02 05 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 07 03 04 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 07 03 05 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 07 04 04 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 07 04 05 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 07 05 04 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 07 05 05 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 07 06 04 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR



022 07 06 05 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 07 07 04 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 07 07 05 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 07 08 04 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 07 08 05 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 07 09 04 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 07 09 05 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 07 10 04 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 07 10 05 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 07 11 04 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 07 11 05 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 07 12 04 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 07 12 05 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 07 13 04 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 07 13 05 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 07 14 04 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 07 14 05 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 07 15 04 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 07 15 05 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 07 16 04 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 07 16 05 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 07 17 04 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 07 17 05 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 07 18 04 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 07 18 05 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 07 19 04 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 07 19 05 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 07 20 04 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 07 20 05 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 07 21 04 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 07 21 05 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 07 22 04 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 07 22 05 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 07 23 04 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 07 23 05 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 07 24 04 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 07 24 05 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 07 25 04 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 07 25 05 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 07 26 04 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 07 26 05 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 07 27 04 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 07 27 05 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 07 28 04 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 07 28 05 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 07 29 04 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 07 29 05 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 07 30 04 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 07 30 05 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 07 31 04 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 07 31 05 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 07 32 04 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 07 32 05 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 07 33 04 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 07 33 05 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 07 34 04 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 07 34 05 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR

022 07 35 04 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 07 35 05 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 07 36 04 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 07 36 05 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 07 37 04 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 07 37 05 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 07 38 04 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 07 38 05 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 07 39 04 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 07 39 05 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 07 40 04 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 07 40 05 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 07 41 04 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 07 41 05 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 07 42 04 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 07 42 05 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 07 43 04 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 07 43 05 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 07 44 04 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 07 44 05 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 07 45 04 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 07 45 05 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 07 46 04 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 07 46 05 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 07 47 04 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 07 47 05 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 07 48 04 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 07 48 05 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 08 01 04 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 08 01 05 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 08 02 04 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 08 02 05 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 08 03 04 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 08 03 05 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 08 04 04 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 08 04 05 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 08 05 04 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 08 05 05 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 08 06 04 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 08 06 05 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 08 07 04 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 08 07 05 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 08 08 04 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 08 08 05 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 08 09 04 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 08 09 05 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 08 10 04 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 08 10 05 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 08 11 04 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 08 11 05 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 08 12 04 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 08 12 05 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 08 13 04 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 08 13 05 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 08 14 04 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 08 14 05 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 08 15 04 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR

022 08 15 05 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 08 16 04 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 08 16 05 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 08 17 04 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 08 17 05 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 08 18 04 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 08 18 05 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 08 19 04 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 08 19 05 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 08 20 04 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 08 20 05 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 08 21 04 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 08 21 05 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 08 22 04 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 08 22 05 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 08 23 04 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 08 23 05 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 08 24 04 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 08 24 05 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 08 25 04 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 08 25 05 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 08 26 04 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 08 26 05 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 08 27 04 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 08 27 05 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 08 28 04 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 08 28 05 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 08 29 04 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 08 29 05 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 08 30 04 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 08 30 05 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 08 31 04 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 08 31 05 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 08 32 04 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 08 32 05 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 08 33 04 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 08 33 05 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 08 34 04 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 08 34 05 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 08 35 04 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 08 35 05 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 08 36 04 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 08 36 05 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 08 37 04 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 08 37 05 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 08 38 04 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 08 38 05 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 08 39 04 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 08 39 05 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 08 40 04 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 08 40 05 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 08 41 04 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 08 41 05 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 08 42 04 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 08 42 05 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 08 43 04 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 08 43 05 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR

022 08 44 04 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 08 44 05 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 08 45 04 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 08 45 05 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 08 46 04 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 08 46 05 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 08 47 04 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 08 47 05 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 08 48 04 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 08 48 05 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 09 01 04 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 09 01 05 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 09 02 04 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 09 02 05 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 09 03 04 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 09 03 05 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 09 04 04 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 09 04 05 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 09 05 04 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 09 05 05 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 09 06 04 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 09 06 05 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 09 07 04 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 09 07 05 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 09 08 04 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 09 08 05 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 09 09 04 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 09 09 05 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 09 10 04 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 09 10 05 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 09 11 04 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 09 11 05 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 09 12 04 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 09 12 05 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 09 13 04 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 09 13 05 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 09 14 04 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 09 14 05 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 09 15 04 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 09 15 05 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 09 16 04 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 09 16 05 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 09 17 04 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 09 17 05 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 09 18 04 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 09 18 05 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 09 19 04 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 09 19 05 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 09 20 04 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 09 20 05 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 09 21 04 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 09 21 05 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 09 22 04 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 09 22 05 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 09 23 04 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 09 23 05 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 09 24 04 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR



022 09 24 05 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 09 25 04 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 09 25 05 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 09 26 04 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 09 26 05 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 09 27 04 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 09 27 05 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 09 28 04 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 09 28 05 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 09 29 04 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 09 29 05 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 09 30 04 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 09 30 05 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 09 31 04 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 09 31 05 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 09 32 04 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 09 32 05 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 09 33 04 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 09 33 05 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 09 34 04 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 09 34 05 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 09 35 04 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 09 35 05 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 09 36 04 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 09 36 05 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 09 37 04 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 09 37 05 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 09 38 04 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 09 38 05 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 09 39 04 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 09 39 05 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 09 40 04 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 09 40 05 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 09 41 04 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 09 41 05 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 09 42 04 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 09 42 05 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 09 43 04 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 09 43 05 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 09 44 04 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 09 44 05 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 09 45 04 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 09 45 05 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 09 46 04 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 09 46 05 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 09 47 04 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 09 47 05 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 09 48 04 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 09 48 05 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 10 01 04 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 10 01 05 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 10 02 04 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 10 02 05 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 10 03 04 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 10 03 05 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 10 04 04 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 10 04 05 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR



022 10 05 04 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 10 05 05 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 10 06 04 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 10 06 05 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 10 07 04 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 10 07 05 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 10 08 04 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 10 08 05 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 10 09 04 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 10 09 05 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 10 10 04 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 10 10 05 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 10 11 04 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 10 11 05 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 10 12 04 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 10 12 05 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 10 13 04 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 10 13 05 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 10 14 04 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 10 14 05 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 10 15 04 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 10 15 05 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 10 16 04 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 10 16 05 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 10 17 04 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 10 17 05 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 10 18 04 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 10 18 05 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 10 19 04 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 10 19 05 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 10 20 04 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 10 20 05 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 10 21 04 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 10 21 05 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 10 22 04 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 10 22 05 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 10 23 04 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 10 23 05 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 10 24 04 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 10 24 05 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 10 25 04 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 10 25 05 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 10 26 04 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 10 26 05 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 10 27 04 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 10 27 05 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 10 28 04 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 10 28 05 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 10 29 04 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 10 29 05 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 10 30 04 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 10 30 05 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 10 31 04 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 10 31 05 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 10 32 04 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 10 32 05 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 10 33 04 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR

022 10 33 05 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 10 34 04 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 10 34 05 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 10 35 04 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 10 35 05 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 10 36 04 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 10 36 05 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 10 37 04 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 10 37 05 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 10 38 04 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 10 38 05 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 10 39 04 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 10 39 05 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 10 40 04 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 10 40 05 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 10 41 04 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 10 41 05 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 10 42 04 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 10 42 05 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 10 43 04 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 10 43 05 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 10 44 04 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 10 44 05 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 10 45 04 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 10 45 05 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 10 46 04 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 10 46 05 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 10 47 04 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 10 47 05 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 10 48 04 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 10 48 05 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 11 01 04 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 11 01 05 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 11 02 04 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 11 02 05 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 11 03 04 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 11 03 05 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 11 04 04 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 11 04 05 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 11 05 04 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 11 05 05 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 11 06 04 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 11 06 05 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 11 07 04 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 11 07 05 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 11 08 04 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 11 08 05 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 11 09 04 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 11 09 05 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 11 10 04 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 11 10 05 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 11 11 04 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 11 11 05 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 11 12 04 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 11 12 05 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 11 13 04 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 11 13 05 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR

022 11 14 04 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 11 14 05 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 11 15 04 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 11 15 05 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 11 16 04 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 11 16 05 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 11 17 04 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 11 17 05 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 11 18 04 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 11 18 05 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 11 19 04 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 11 19 05 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 11 20 04 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 11 20 05 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 11 21 04 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 11 21 05 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 11 22 04 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 11 22 05 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 11 23 04 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 11 23 05 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 11 24 04 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 11 24 05 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 11 25 04 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 11 25 05 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 11 26 04 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 11 26 05 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 11 27 04 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 11 27 05 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 11 28 04 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 11 28 05 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 11 29 04 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 11 29 05 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 11 30 04 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 11 30 05 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 11 31 04 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 11 31 05 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 11 32 04 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 11 32 05 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 11 33 04 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 11 33 05 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 11 34 04 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 11 34 05 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 11 35 04 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 11 35 05 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 11 36 04 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 11 36 05 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 11 37 04 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 11 37 05 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 11 38 04 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 11 38 05 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 11 39 04 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 11 39 05 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 11 40 04 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 11 40 05 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 11 41 04 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 11 41 05 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 11 42 04 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR

022 11 42 05 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 11 43 04 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 11 43 05 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 11 44 04 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 11 44 05 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 11 45 04 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 11 45 05 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 11 46 04 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 11 46 05 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 11 47 04 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 11 47 05 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 11 48 04 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 11 48 05 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 12 01 04 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 12 01 05 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 12 02 04 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 12 02 05 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 12 03 04 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 12 03 05 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 12 04 04 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 12 04 05 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 12 05 04 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 12 05 05 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 12 06 04 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 12 06 05 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 12 07 04 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 12 07 05 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 12 08 04 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 12 08 05 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 12 09 04 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 12 09 05 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 12 10 04 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 12 10 05 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 12 11 04 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 12 11 05 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 12 12 04 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 12 12 05 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 12 13 04 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 12 13 05 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 12 14 04 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 12 14 05 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 12 15 04 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 12 15 05 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 12 16 04 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 12 16 05 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 12 17 04 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 12 17 05 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 12 18 04 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 12 18 05 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 12 19 04 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 12 19 05 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 12 20 04 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 12 20 05 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 12 21 04 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 12 21 05 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 12 22 04 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 12 22 05 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR



022 12 23 04 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 12 23 05 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 12 24 04 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 12 24 05 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 12 25 04 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 12 25 05 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 12 26 04 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 12 26 05 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 12 27 04 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 12 27 05 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 12 28 04 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 12 28 05 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 12 29 04 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 12 29 05 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 12 30 04 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 12 30 05 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 12 31 04 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 12 31 05 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 12 32 04 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 12 32 05 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 12 33 04 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 12 33 05 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 12 34 04 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 12 34 05 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 12 35 04 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 12 35 05 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 12 36 04 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 12 36 05 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 12 37 04 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 12 37 05 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 12 38 04 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 12 38 05 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 12 39 04 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 12 39 05 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 12 40 04 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 12 40 05 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 12 41 04 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 12 41 05 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 12 42 04 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 12 42 05 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 12 43 04 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 12 43 05 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 12 44 04 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 12 44 05 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 12 45 04 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 12 45 05 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 12 46 04 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 12 46 05 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 12 47 04 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 12 47 05 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 12 48 04 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 12 48 05 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 13 01 04 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 13 01 05 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 13 02 04 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 13 02 05 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 13 03 04 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR



022 13 03 05 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 13 04 04 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 13 04 05 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 13 05 04 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 13 05 05 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 13 06 04 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 13 06 05 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 13 07 04 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 13 07 05 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 13 08 04 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 13 08 05 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 13 09 04 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 13 09 05 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 13 10 04 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 13 10 05 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 13 11 04 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 13 11 05 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 13 12 04 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 13 12 05 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 13 13 04 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 13 13 05 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 13 14 04 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 13 14 05 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 13 15 04 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 13 15 05 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 13 16 04 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 13 16 05 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 13 17 04 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 13 17 05 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 13 18 04 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 13 18 05 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 13 19 04 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 13 19 05 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 13 20 04 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 13 20 05 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 13 21 04 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 13 21 05 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 13 22 04 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 13 22 05 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 13 23 04 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 13 23 05 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 13 24 04 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 13 24 05 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 13 25 04 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 13 25 05 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 13 26 04 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 13 26 05 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 13 27 04 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 13 27 05 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 13 28 04 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 13 28 05 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 13 29 04 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 13 29 05 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 13 30 04 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 13 30 05 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 13 31 04 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 13 31 05 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR

022 13 32 04 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 13 32 05 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 13 33 04 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 13 33 05 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 13 34 04 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 13 34 05 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 13 35 04 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 13 35 05 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 13 36 04 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 13 36 05 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 13 37 04 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 13 37 05 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 13 38 04 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 13 38 05 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 13 39 04 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 13 39 05 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 13 40 04 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 13 40 05 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 13 41 04 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 13 41 05 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 13 42 04 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 13 42 05 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 13 43 04 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 13 43 05 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 13 44 04 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 13 44 05 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 13 45 04 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 13 45 05 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 13 46 04 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 13 46 05 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 13 47 04 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 13 47 05 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 13 48 04 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 13 48 05 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 14 01 04 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 14 01 05 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 14 02 04 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 14 02 05 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 14 03 04 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 14 03 05 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 14 04 04 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 14 04 05 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 14 05 04 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 14 05 05 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 14 06 04 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 14 06 05 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 14 07 04 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 14 07 05 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 14 08 04 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 14 08 05 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 14 09 04 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 14 09 05 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 14 10 04 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 14 10 05 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 14 11 04 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 14 11 05 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 14 12 04 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR

022 14 12 05 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 14 13 04 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 14 13 05 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 14 14 04 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 14 14 05 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 14 15 04 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 14 15 05 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 14 16 04 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 14 16 05 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 14 17 04 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 14 17 05 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 14 18 04 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 14 18 05 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 14 19 04 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 14 19 05 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 14 20 04 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 14 20 05 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 14 21 04 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 14 21 05 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 14 22 04 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 14 22 05 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 14 23 04 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 14 23 05 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 14 24 04 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 14 24 05 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 14 25 04 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 14 25 05 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 14 26 04 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 14 26 05 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 14 27 04 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 14 27 05 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 14 28 04 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 14 28 05 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 14 29 04 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 14 29 05 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 14 30 04 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 14 30 05 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 14 31 04 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 14 31 05 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 14 32 04 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 14 32 05 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 14 33 04 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 14 33 05 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 14 34 04 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 14 34 05 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 14 35 04 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 14 35 05 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 14 36 04 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 14 36 05 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 14 37 04 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 14 37 05 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 14 38 04 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 14 38 05 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 14 39 04 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 14 39 05 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 14 40 04 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 14 40 05 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR

022 14 41 04 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 14 41 05 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 14 42 04 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 14 42 05 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 14 43 04 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 14 43 05 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 14 44 04 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 14 44 05 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 14 45 04 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 14 45 05 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 14 46 04 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 14 46 05 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 14 47 04 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 14 47 05 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 14 48 04 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 14 48 05 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 15 01 04 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 15 01 05 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 15 02 04 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 15 02 05 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 15 03 04 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 15 03 05 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 15 04 04 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 15 04 05 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 15 05 04 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 15 05 05 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 15 06 04 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 15 06 05 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 15 07 04 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 15 07 05 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 15 08 04 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 15 08 05 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 15 09 04 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 15 09 05 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 15 10 04 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 15 10 05 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 15 11 04 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 15 11 05 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 15 12 04 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 15 12 05 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 15 13 04 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 15 13 05 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 15 14 04 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 15 14 05 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 15 15 04 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 15 15 05 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 15 16 04 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 15 16 05 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 15 17 04 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 15 17 05 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 15 18 04 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 15 18 05 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 15 19 04 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 15 19 05 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 15 20 04 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 15 20 05 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 15 21 04 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR



022 15 21 05 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 15 22 04 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 15 22 05 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 15 23 04 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 15 23 05 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 15 24 04 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 15 24 05 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 15 25 04 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 15 25 05 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 15 26 04 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 15 26 05 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 15 27 04 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 15 27 05 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 15 28 04 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 15 28 05 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 15 29 04 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 15 29 05 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 15 30 04 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 15 30 05 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 15 31 04 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 15 31 05 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 15 32 04 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 15 32 05 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 15 33 04 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 15 33 05 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 15 34 04 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 15 34 05 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 15 35 04 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 15 35 05 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 15 36 04 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 15 36 05 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 15 37 04 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 15 37 05 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 15 38 04 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 15 38 05 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 15 39 04 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 15 39 05 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 15 40 04 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 15 40 05 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 15 41 04 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 15 41 05 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 15 42 04 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 15 42 05 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 15 43 04 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 15 43 05 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 15 44 04 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 15 44 05 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 15 45 04 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 15 45 05 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 15 46 04 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 15 46 05 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 15 47 04 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 15 47 05 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 15 48 04 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 15 48 05 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 16 01 04 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 16 01 05 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR



022 16 02 04 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 16 02 05 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 16 03 04 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 16 03 05 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 16 04 04 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 16 04 05 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 16 05 04 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 16 05 05 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 16 06 04 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 16 06 05 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 16 07 04 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 16 07 05 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 16 08 04 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 16 08 05 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 16 09 04 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 16 09 05 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 16 10 04 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 16 10 05 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 16 11 04 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 16 11 05 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 16 12 04 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 16 12 05 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 16 13 04 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 16 13 05 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 16 14 04 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 16 14 05 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 16 15 04 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 16 15 05 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 16 16 04 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 16 16 05 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 16 17 04 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 16 17 05 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 16 18 04 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 16 18 05 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 16 19 04 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 16 19 05 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 16 20 04 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 16 20 05 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 16 21 04 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 16 21 05 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 16 22 04 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 16 22 05 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 16 23 04 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 16 23 05 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 16 24 04 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 16 24 05 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 16 25 04 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 16 25 05 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 16 26 04 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 16 26 05 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 16 27 04 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 16 27 05 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 16 28 04 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 16 28 05 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 16 29 04 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 16 29 05 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 16 30 04 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR

022 16 30 05 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 16 31 04 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 16 31 05 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 16 32 04 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 16 32 05 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 16 33 04 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 16 33 05 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 16 34 04 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 16 34 05 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 16 35 04 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 16 35 05 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 16 36 04 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 16 36 05 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 16 37 04 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 16 37 05 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 16 38 04 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 16 38 05 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 16 39 04 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 16 39 05 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 16 40 04 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 16 40 05 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 16 41 04 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 16 41 05 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 16 42 04 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 16 42 05 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 16 43 04 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 16 43 05 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 16 44 04 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 16 44 05 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 16 45 04 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 16 45 05 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 16 46 04 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 16 46 05 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 16 47 04 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 16 47 05 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 16 48 04 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 16 48 05 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 17 01 04 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 17 01 05 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 17 02 04 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 17 02 05 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 17 03 04 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 17 03 05 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 17 04 04 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 17 04 05 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 17 05 04 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 17 05 05 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 17 06 04 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 17 06 05 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 17 07 04 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 17 07 05 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 17 08 04 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 17 08 05 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 17 09 04 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 17 09 05 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 17 10 04 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 17 10 05 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR

022 17 11 04 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 17 11 05 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 17 12 04 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 17 12 05 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 17 13 04 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 17 13 05 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 17 14 04 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 17 14 05 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 17 15 04 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 17 15 05 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 17 16 04 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 17 16 05 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 17 17 04 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 17 17 05 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 17 18 04 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 17 18 05 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 17 19 04 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 17 19 05 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 17 20 04 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 17 20 05 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 17 21 04 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 17 21 05 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 17 22 04 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 17 22 05 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 17 23 04 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 17 23 05 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 17 24 04 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 17 24 05 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 17 25 04 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 17 25 05 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 17 26 04 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 17 26 05 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 17 27 04 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 17 27 05 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 17 28 04 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 17 28 05 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 17 29 04 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 17 29 05 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 17 30 04 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 17 30 05 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 17 31 04 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 17 31 05 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 17 32 04 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 17 32 05 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 17 33 04 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 17 33 05 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 17 34 04 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 17 34 05 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 17 35 04 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 17 35 05 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 17 36 04 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - APCR  
022 17 36 05 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - APCR  
022 17 37 04 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 17 37 05 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 17 38 04 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 17 38 05 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 17 39 04 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - APCR

022 17 39 05 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 17 40 04 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - APCR  
022 17 40 05 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - APCR  
022 17 41 04 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 17 41 05 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 17 42 04 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 17 42 05 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 17 43 04 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 17 43 05 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 17 44 04 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - APCR  
022 17 44 05 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - APCR  
022 17 45 04 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 17 45 05 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 17 46 04 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 17 46 05 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 17 47 04 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 17 47 05 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - APCR  
022 17 48 04 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - APCR  
022 17 48 05 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - APCR  
023 01 01 04 Tipo 01, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 01 01 05 Tipo 01, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 01 02 04 Tipo 01, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 01 02 05 Tipo 01, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 01 03 04 Tipo 01, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 01 03 05 Tipo 01, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 01 04 04 Tipo 01, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 01 04 05 Tipo 01, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 01 17 04 Tipo 01, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 01 17 05 Tipo 01, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 01 18 04 Tipo 01, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 01 18 05 Tipo 01, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 01 19 04 Tipo 01, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 01 19 05 Tipo 01, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 01 20 04 Tipo 01, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 01 20 05 Tipo 01, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 01 33 04 Tipo 01, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 01 33 05 Tipo 01, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 01 34 04 Tipo 01, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 01 34 05 Tipo 01, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 01 35 04 Tipo 01, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 01 35 05 Tipo 01, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 01 36 04 Tipo 01, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 01 36 05 Tipo 01, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 02 01 04 Tipo 02, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 02 01 05 Tipo 02, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 02 02 04 Tipo 02, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 02 02 05 Tipo 02, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 02 03 04 Tipo 02, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 02 03 05 Tipo 02, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 02 04 04 Tipo 02, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 02 04 05 Tipo 02, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 02 17 04 Tipo 02, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 02 17 05 Tipo 02, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 02 18 04 Tipo 02, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 02 18 05 Tipo 02, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 02 19 04 Tipo 02, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 02 19 05 Tipo 02, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO



023 02 20 04 Tipo 02, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 02 20 05 Tipo 02, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 02 33 04 Tipo 02, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 02 33 05 Tipo 02, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 02 34 04 Tipo 02, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 02 34 05 Tipo 02, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 02 35 04 Tipo 02, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 02 35 05 Tipo 02, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 02 36 04 Tipo 02, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 02 36 05 Tipo 02, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 03 01 04 Tipo 03, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 03 01 05 Tipo 03, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 03 02 04 Tipo 03, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 03 02 05 Tipo 03, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 03 03 04 Tipo 03, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 03 03 05 Tipo 03, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 03 04 04 Tipo 03, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 03 04 05 Tipo 03, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 03 17 04 Tipo 03, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 03 17 05 Tipo 03, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 03 18 04 Tipo 03, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 03 18 05 Tipo 03, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 03 19 04 Tipo 03, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 03 19 05 Tipo 03, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 03 20 04 Tipo 03, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 03 20 05 Tipo 03, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 03 33 04 Tipo 03, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 03 33 05 Tipo 03, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 03 34 04 Tipo 03, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 03 34 05 Tipo 03, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 03 35 04 Tipo 03, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 03 35 05 Tipo 03, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 03 36 04 Tipo 03, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 03 36 05 Tipo 03, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 04 01 04 Tipo 04, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 04 01 05 Tipo 04, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 04 02 04 Tipo 04, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 04 02 05 Tipo 04, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 04 03 04 Tipo 04, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 04 03 05 Tipo 04, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 04 04 04 Tipo 04, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 04 04 05 Tipo 04, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 04 17 04 Tipo 04, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 04 17 05 Tipo 04, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 04 18 04 Tipo 04, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 04 18 05 Tipo 04, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 04 19 04 Tipo 04, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 04 19 05 Tipo 04, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 04 20 04 Tipo 04, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 04 20 05 Tipo 04, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 04 33 04 Tipo 04, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 04 33 05 Tipo 04, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 04 34 04 Tipo 04, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 04 34 05 Tipo 04, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 04 35 04 Tipo 04, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 04 35 05 Tipo 04, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 04 36 04 Tipo 04, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO



023 04 36 05 Tipo 04, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 05 01 04 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 05 01 05 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 05 02 04 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 05 02 05 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 05 03 04 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 05 03 05 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 05 04 04 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 05 04 05 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 05 05 04 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 05 05 05 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 05 06 04 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 05 06 05 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 05 07 04 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 05 07 05 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 05 08 04 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 05 08 05 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 05 09 04 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 05 09 05 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 05 10 04 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 05 10 05 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 05 11 04 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 05 11 05 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 05 12 04 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 05 12 05 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 05 13 04 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 05 13 05 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 05 14 04 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 05 14 05 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 05 15 04 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 05 15 05 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 05 16 04 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 05 16 05 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 05 17 04 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 05 17 05 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 05 18 04 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 05 18 05 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 05 19 04 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 05 19 05 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 05 20 04 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 05 20 05 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 05 21 04 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 05 21 05 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 05 22 04 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 05 22 05 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 05 23 04 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 05 23 05 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 05 24 04 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 05 24 05 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 05 25 04 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 05 25 05 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 05 26 04 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 05 26 05 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 05 27 04 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 05 27 05 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 05 28 04 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 05 28 05 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO

023 05 29 04 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 05 29 05 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 05 30 04 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 05 30 05 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 05 31 04 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 05 31 05 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 05 32 04 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 05 32 05 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 05 33 04 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 05 33 05 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 05 34 04 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 05 34 05 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 05 35 04 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 05 35 05 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 05 36 04 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 05 36 05 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 05 37 04 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 05 37 05 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 05 38 04 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 05 38 05 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 05 39 04 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 05 39 05 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 05 40 04 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 05 40 05 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 05 41 04 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 05 41 05 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 05 42 04 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 05 42 05 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 05 43 04 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 05 43 05 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 05 44 04 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 05 44 05 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 05 45 04 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 05 45 05 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 05 46 04 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 05 46 05 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 05 47 04 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 05 47 05 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 05 48 04 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 05 48 05 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 06 01 04 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 06 01 05 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 06 02 04 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 06 02 05 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 06 03 04 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 06 03 05 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 06 04 04 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 06 04 05 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 06 05 04 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 06 05 05 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 06 06 04 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 06 06 05 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 06 07 04 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 06 07 05 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 06 08 04 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 06 08 05 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 06 09 04 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO

023 06 09 05 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 06 10 04 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 06 10 05 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 06 11 04 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 06 11 05 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 06 12 04 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 06 12 05 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 06 13 04 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 06 13 05 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 06 14 04 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 06 14 05 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 06 15 04 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 06 15 05 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 06 16 04 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 06 16 05 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 06 17 04 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 06 17 05 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 06 18 04 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 06 18 05 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 06 19 04 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 06 19 05 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 06 20 04 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 06 20 05 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 06 21 04 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 06 21 05 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 06 22 04 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 06 22 05 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 06 23 04 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 06 23 05 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 06 24 04 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 06 24 05 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 06 25 04 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 06 25 05 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 06 26 04 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 06 26 05 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 06 27 04 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 06 27 05 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 06 28 04 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 06 28 05 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 06 29 04 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 06 29 05 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 06 30 04 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 06 30 05 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 06 31 04 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 06 31 05 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 06 32 04 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 06 32 05 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 06 33 04 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 06 33 05 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 06 34 04 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 06 34 05 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 06 35 04 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 06 35 05 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 06 36 04 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 06 36 05 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 06 37 04 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 06 37 05 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO

023 06 38 04 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 06 38 05 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 06 39 04 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 06 39 05 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 06 40 04 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 06 40 05 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 06 41 04 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 06 41 05 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 06 42 04 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 06 42 05 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 06 43 04 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 06 43 05 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 06 44 04 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 06 44 05 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 06 45 04 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 06 45 05 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 06 46 04 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 06 46 05 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 06 47 04 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 06 47 05 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 06 48 04 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 06 48 05 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 07 01 04 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 07 01 05 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 07 02 04 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 07 02 05 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 07 03 04 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 07 03 05 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 07 04 04 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 07 04 05 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 07 05 04 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 07 05 05 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 07 06 04 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 07 06 05 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 07 07 04 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 07 07 05 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 07 08 04 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 07 08 05 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 07 09 04 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 07 09 05 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 07 10 04 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 07 10 05 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 07 11 04 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 07 11 05 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 07 12 04 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 07 12 05 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 07 13 04 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 07 13 05 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 07 14 04 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 07 14 05 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 07 15 04 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 07 15 05 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 07 16 04 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 07 16 05 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 07 17 04 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 07 17 05 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 07 18 04 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO



023 07 18 05 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 07 19 04 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 07 19 05 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 07 20 04 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 07 20 05 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 07 21 04 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 07 21 05 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 07 22 04 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 07 22 05 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 07 23 04 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 07 23 05 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 07 24 04 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 07 24 05 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 07 25 04 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 07 25 05 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 07 26 04 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 07 26 05 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 07 27 04 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 07 27 05 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 07 28 04 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 07 28 05 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 07 29 04 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 07 29 05 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 07 30 04 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 07 30 05 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 07 31 04 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 07 31 05 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 07 32 04 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 07 32 05 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 07 33 04 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 07 33 05 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 07 34 04 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 07 34 05 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 07 35 04 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 07 35 05 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 07 36 04 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 07 36 05 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 07 37 04 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 07 37 05 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 07 38 04 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 07 38 05 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 07 39 04 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 07 39 05 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 07 40 04 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 07 40 05 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 07 41 04 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 07 41 05 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 07 42 04 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 07 42 05 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 07 43 04 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 07 43 05 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 07 44 04 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 07 44 05 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 07 45 04 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 07 45 05 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 07 46 04 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 07 46 05 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO



023 07 47 04 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 07 47 05 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 07 48 04 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 07 48 05 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 08 01 04 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 08 01 05 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 08 02 04 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 08 02 05 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 08 03 04 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 08 03 05 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 08 04 04 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 08 04 05 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 08 05 04 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 08 05 05 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 08 06 04 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 08 06 05 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 08 07 04 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 08 07 05 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 08 08 04 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 08 08 05 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 08 09 04 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 08 09 05 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 08 10 04 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 08 10 05 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 08 11 04 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 08 11 05 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 08 12 04 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 08 12 05 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 08 13 04 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 08 13 05 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 08 14 04 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 08 14 05 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 08 15 04 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 08 15 05 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 08 16 04 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 08 16 05 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 08 17 04 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 08 17 05 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 08 18 04 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 08 18 05 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 08 19 04 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 08 19 05 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 08 20 04 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 08 20 05 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 08 21 04 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 08 21 05 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 08 22 04 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 08 22 05 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 08 23 04 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 08 23 05 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 08 24 04 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 08 24 05 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 08 25 04 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 08 25 05 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 08 26 04 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 08 26 05 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 08 27 04 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO

023 08 27 05 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 08 28 04 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 08 28 05 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 08 29 04 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 08 29 05 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 08 30 04 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 08 30 05 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 08 31 04 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 08 31 05 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 08 32 04 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 08 32 05 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 08 33 04 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 08 33 05 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 08 34 04 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 08 34 05 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 08 35 04 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 08 35 05 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 08 36 04 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 08 36 05 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 08 37 04 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 08 37 05 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 08 38 04 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 08 38 05 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 08 39 04 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 08 39 05 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 08 40 04 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 08 40 05 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 08 41 04 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 08 41 05 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 08 42 04 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 08 42 05 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 08 43 04 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 08 43 05 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 08 44 04 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 08 44 05 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 08 45 04 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 08 45 05 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 08 46 04 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 08 46 05 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 08 47 04 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 08 47 05 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 08 48 04 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 08 48 05 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 09 01 04 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 09 01 05 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 09 02 04 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 09 02 05 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 09 03 04 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 09 03 05 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 09 04 04 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 09 04 05 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 09 05 04 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 09 05 05 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 09 06 04 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 09 06 05 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 09 07 04 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 09 07 05 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO

023 09 08 04 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 09 08 05 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 09 09 04 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 09 09 05 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 09 10 04 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 09 10 05 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 09 11 04 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 09 11 05 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 09 12 04 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 09 12 05 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 09 13 04 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 09 13 05 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 09 14 04 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 09 14 05 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 09 15 04 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 09 15 05 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 09 16 04 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 09 16 05 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 09 17 04 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 09 17 05 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 09 18 04 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 09 18 05 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 09 19 04 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 09 19 05 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 09 20 04 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 09 20 05 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 09 21 04 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 09 21 05 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 09 22 04 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 09 22 05 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 09 23 04 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 09 23 05 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 09 24 04 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 09 24 05 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 09 25 04 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 09 25 05 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 09 26 04 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 09 26 05 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 09 27 04 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 09 27 05 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 09 28 04 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 09 28 05 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 09 29 04 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 09 29 05 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 09 30 04 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 09 30 05 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 09 31 04 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 09 31 05 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 09 32 04 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 09 32 05 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 09 33 04 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 09 33 05 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 09 34 04 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 09 34 05 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 09 35 04 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 09 35 05 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 09 36 04 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO

023 09 36 05 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 09 37 04 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 09 37 05 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 09 38 04 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 09 38 05 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 09 39 04 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 09 39 05 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 09 40 04 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 09 40 05 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 09 41 04 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 09 41 05 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 09 42 04 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 09 42 05 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 09 43 04 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 09 43 05 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 09 44 04 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 09 44 05 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 09 45 04 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 09 45 05 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 09 46 04 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 09 46 05 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 09 47 04 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 09 47 05 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 09 48 04 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 09 48 05 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 10 01 04 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 10 01 05 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 10 02 04 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 10 02 05 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 10 03 04 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 10 03 05 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 10 04 04 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 10 04 05 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 10 05 04 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 10 05 05 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 10 06 04 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 10 06 05 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 10 07 04 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 10 07 05 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 10 08 04 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 10 08 05 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 10 09 04 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 10 09 05 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 10 10 04 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 10 10 05 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 10 11 04 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 10 11 05 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 10 12 04 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 10 12 05 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 10 13 04 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 10 13 05 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 10 14 04 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 10 14 05 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 10 15 04 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 10 15 05 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 10 16 04 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 10 16 05 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO



023 10 17 04 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 10 17 05 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 10 18 04 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 10 18 05 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 10 19 04 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 10 19 05 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 10 20 04 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 10 20 05 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 10 21 04 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 10 21 05 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 10 22 04 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 10 22 05 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 10 23 04 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 10 23 05 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 10 24 04 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 10 24 05 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 10 25 04 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 10 25 05 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 10 26 04 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 10 26 05 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 10 27 04 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 10 27 05 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 10 28 04 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 10 28 05 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 10 29 04 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 10 29 05 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 10 30 04 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 10 30 05 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 10 31 04 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 10 31 05 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 10 32 04 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 10 32 05 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 10 33 04 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 10 33 05 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 10 34 04 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 10 34 05 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 10 35 04 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 10 35 05 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 10 36 04 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 10 36 05 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 10 37 04 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 10 37 05 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 10 38 04 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 10 38 05 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 10 39 04 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 10 39 05 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 10 40 04 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 10 40 05 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 10 41 04 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 10 41 05 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 10 42 04 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 10 42 05 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 10 43 04 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 10 43 05 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 10 44 04 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 10 44 05 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 10 45 04 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO



023 10 45 05 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 10 46 04 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 10 46 05 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 10 47 04 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 10 47 05 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 10 48 04 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 10 48 05 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 11 01 04 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 11 01 05 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 11 02 04 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 11 02 05 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 11 03 04 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 11 03 05 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 11 04 04 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 11 04 05 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 11 05 04 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 11 05 05 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 11 06 04 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 11 06 05 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 11 07 04 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 11 07 05 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 11 08 04 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 11 08 05 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 11 09 04 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 11 09 05 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 11 10 04 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 11 10 05 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 11 11 04 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 11 11 05 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 11 12 04 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 11 12 05 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 11 13 04 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 11 13 05 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 11 14 04 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 11 14 05 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 11 15 04 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 11 15 05 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 11 16 04 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 11 16 05 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 11 17 04 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 11 17 05 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 11 18 04 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 11 18 05 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 11 19 04 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 11 19 05 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 11 20 04 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 11 20 05 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 11 21 04 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 11 21 05 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 11 22 04 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 11 22 05 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 11 23 04 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 11 23 05 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 11 24 04 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 11 24 05 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 11 25 04 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 11 25 05 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO

023 11 26 04 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 11 26 05 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 11 27 04 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 11 27 05 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 11 28 04 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 11 28 05 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 11 29 04 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 11 29 05 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 11 30 04 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 11 30 05 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 11 31 04 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 11 31 05 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 11 32 04 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 11 32 05 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 11 33 04 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 11 33 05 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 11 34 04 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 11 34 05 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 11 35 04 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 11 35 05 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 11 36 04 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 11 36 05 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 11 37 04 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 11 37 05 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 11 38 04 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 11 38 05 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 11 39 04 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 11 39 05 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 11 40 04 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 11 40 05 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 11 41 04 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 11 41 05 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 11 42 04 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 11 42 05 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 11 43 04 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 11 43 05 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 11 44 04 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 11 44 05 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 11 45 04 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 11 45 05 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 11 46 04 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 11 46 05 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 11 47 04 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 11 47 05 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 11 48 04 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 11 48 05 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 12 01 04 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 12 01 05 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 12 02 04 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 12 02 05 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 12 03 04 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 12 03 05 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 12 04 04 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 12 04 05 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 12 05 04 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 12 05 05 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 12 06 04 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO

023 12 06 05 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 12 07 04 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 12 07 05 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 12 08 04 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 12 08 05 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 12 09 04 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 12 09 05 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 12 10 04 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 12 10 05 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 12 11 04 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 12 11 05 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 12 12 04 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 12 12 05 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 12 13 04 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 12 13 05 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 12 14 04 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 12 14 05 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 12 15 04 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 12 15 05 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 12 16 04 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 12 16 05 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 12 17 04 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 12 17 05 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 12 18 04 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 12 18 05 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 12 19 04 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 12 19 05 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 12 20 04 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 12 20 05 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 12 21 04 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 12 21 05 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 12 22 04 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 12 22 05 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 12 23 04 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 12 23 05 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 12 24 04 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 12 24 05 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 12 25 04 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 12 25 05 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 12 26 04 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 12 26 05 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 12 27 04 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 12 27 05 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 12 28 04 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 12 28 05 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 12 29 04 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 12 29 05 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 12 30 04 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 12 30 05 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 12 31 04 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 12 31 05 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 12 32 04 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 12 32 05 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 12 33 04 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 12 33 05 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 12 34 04 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 12 34 05 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO

023 12 35 04 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 12 35 05 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 12 36 04 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 12 36 05 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 12 37 04 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 12 37 05 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 12 38 04 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 12 38 05 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 12 39 04 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 12 39 05 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 12 40 04 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 12 40 05 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 12 41 04 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 12 41 05 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 12 42 04 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 12 42 05 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 12 43 04 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 12 43 05 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 12 44 04 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 12 44 05 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 12 45 04 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 12 45 05 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 12 46 04 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 12 46 05 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 12 47 04 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 12 47 05 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 12 48 04 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 12 48 05 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 13 01 04 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 13 01 05 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 13 02 04 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 13 02 05 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 13 03 04 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 13 03 05 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 13 04 04 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 13 04 05 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 13 05 04 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 13 05 05 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 13 06 04 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 13 06 05 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 13 07 04 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 13 07 05 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 13 08 04 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 13 08 05 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 13 09 04 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 13 09 05 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 13 10 04 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 13 10 05 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 13 11 04 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 13 11 05 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 13 12 04 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 13 12 05 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 13 13 04 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 13 13 05 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 13 14 04 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 13 14 05 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 13 15 04 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO

023 13 15 05 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 13 16 04 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 13 16 05 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 13 17 04 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 13 17 05 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 13 18 04 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 13 18 05 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 13 19 04 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 13 19 05 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 13 20 04 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 13 20 05 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 13 21 04 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 13 21 05 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 13 22 04 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 13 22 05 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 13 23 04 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 13 23 05 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 13 24 04 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 13 24 05 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 13 25 04 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 13 25 05 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 13 26 04 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 13 26 05 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 13 27 04 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 13 27 05 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 13 28 04 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 13 28 05 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 13 29 04 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 13 29 05 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 13 30 04 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 13 30 05 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 13 31 04 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 13 31 05 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 13 32 04 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 13 32 05 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 13 33 04 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 13 33 05 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 13 34 04 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 13 34 05 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 13 35 04 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 13 35 05 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 13 36 04 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 13 36 05 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 13 37 04 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 13 37 05 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 13 38 04 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 13 38 05 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 13 39 04 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 13 39 05 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 13 40 04 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 13 40 05 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 13 41 04 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 13 41 05 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 13 42 04 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 13 42 05 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 13 43 04 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 13 43 05 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO



023 13 44 04 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 13 44 05 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 13 45 04 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 13 45 05 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 13 46 04 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 13 46 05 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 13 47 04 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 13 47 05 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 13 48 04 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 13 48 05 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 14 01 04 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 14 01 05 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 14 02 04 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 14 02 05 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 14 03 04 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 14 03 05 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 14 04 04 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 14 04 05 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 14 05 04 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 14 05 05 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 14 06 04 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 14 06 05 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 14 07 04 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 14 07 05 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 14 08 04 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 14 08 05 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 14 09 04 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 14 09 05 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 14 10 04 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 14 10 05 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 14 11 04 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 14 11 05 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 14 12 04 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 14 12 05 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 14 13 04 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 14 13 05 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 14 14 04 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 14 14 05 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 14 15 04 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 14 15 05 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 14 16 04 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 14 16 05 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 14 17 04 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 14 17 05 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 14 18 04 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 14 18 05 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 14 19 04 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 14 19 05 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 14 20 04 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 14 20 05 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 14 21 04 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 14 21 05 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 14 22 04 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 14 22 05 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 14 23 04 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 14 23 05 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 14 24 04 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO

023 14 24 05 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 14 25 04 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 14 25 05 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 14 26 04 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 14 26 05 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 14 27 04 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 14 27 05 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 14 28 04 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 14 28 05 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 14 29 04 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 14 29 05 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 14 30 04 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 14 30 05 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 14 31 04 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 14 31 05 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 14 32 04 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 14 32 05 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 14 33 04 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 14 33 05 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 14 34 04 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 14 34 05 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 14 35 04 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 14 35 05 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 14 36 04 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 14 36 05 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 14 37 04 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 14 37 05 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 14 38 04 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 14 38 05 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 14 39 04 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 14 39 05 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 14 40 04 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 14 40 05 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 14 41 04 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 14 41 05 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 14 42 04 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 14 42 05 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 14 43 04 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 14 43 05 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 14 44 04 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 14 44 05 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 14 45 04 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 14 45 05 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 14 46 04 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 14 46 05 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 14 47 04 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 14 47 05 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 14 48 04 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 14 48 05 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 15 01 04 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 15 01 05 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 15 02 04 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 15 02 05 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 15 03 04 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 15 03 05 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 15 04 04 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 15 04 05 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO

023 15 05 04 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 15 05 05 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 15 06 04 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 15 06 05 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 15 07 04 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 15 07 05 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 15 08 04 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 15 08 05 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 15 09 04 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 15 09 05 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 15 10 04 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 15 10 05 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 15 11 04 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 15 11 05 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 15 12 04 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 15 12 05 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 15 13 04 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 15 13 05 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 15 14 04 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 15 14 05 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 15 15 04 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 15 15 05 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 15 16 04 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 15 16 05 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 15 17 04 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 15 17 05 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 15 18 04 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 15 18 05 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 15 19 04 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 15 19 05 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 15 20 04 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 15 20 05 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 15 21 04 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 15 21 05 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 15 22 04 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 15 22 05 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 15 23 04 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 15 23 05 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 15 24 04 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 15 24 05 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 15 25 04 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 15 25 05 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 15 26 04 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 15 26 05 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 15 27 04 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 15 27 05 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 15 28 04 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 15 28 05 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 15 29 04 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 15 29 05 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 15 30 04 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 15 30 05 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 15 31 04 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 15 31 05 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 15 32 04 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 15 32 05 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 15 33 04 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO

023 15 33 05 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 15 34 04 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 15 34 05 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 15 35 04 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 15 35 05 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 15 36 04 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 15 36 05 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 15 37 04 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 15 37 05 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 15 38 04 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 15 38 05 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 15 39 04 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 15 39 05 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 15 40 04 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 15 40 05 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 15 41 04 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 15 41 05 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 15 42 04 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 15 42 05 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 15 43 04 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 15 43 05 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 15 44 04 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 15 44 05 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 15 45 04 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 15 45 05 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 15 46 04 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 15 46 05 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 15 47 04 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 15 47 05 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 15 48 04 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 15 48 05 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 16 01 04 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 16 01 05 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 16 02 04 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 16 02 05 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 16 03 04 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 16 03 05 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 16 04 04 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 16 04 05 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 16 05 04 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 16 05 05 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 16 06 04 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 16 06 05 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 16 07 04 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 16 07 05 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 16 08 04 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 16 08 05 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 16 09 04 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 16 09 05 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 16 10 04 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 16 10 05 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 16 11 04 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 16 11 05 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 16 12 04 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 16 12 05 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 16 13 04 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 16 13 05 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO



023 16 14 04 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 16 14 05 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 16 15 04 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 16 15 05 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 16 16 04 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 16 16 05 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 16 17 04 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 16 17 05 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 16 18 04 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 16 18 05 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 16 19 04 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 16 19 05 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 16 20 04 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 16 20 05 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 16 21 04 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 16 21 05 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 16 22 04 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 16 22 05 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 16 23 04 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 16 23 05 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 16 24 04 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 16 24 05 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 16 25 04 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 16 25 05 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 16 26 04 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 16 26 05 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 16 27 04 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 16 27 05 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 16 28 04 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 16 28 05 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 16 29 04 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 16 29 05 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 16 30 04 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 16 30 05 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 16 31 04 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 16 31 05 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 16 32 04 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 16 32 05 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 16 33 04 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 16 33 05 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 16 34 04 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 16 34 05 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 16 35 04 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 16 35 05 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 16 36 04 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 16 36 05 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 16 37 04 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 16 37 05 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 16 38 04 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 16 38 05 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 16 39 04 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 16 39 05 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 16 40 04 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 16 40 05 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 16 41 04 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 16 41 05 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 16 42 04 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO



023 16 42 05 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 16 43 04 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 16 43 05 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 16 44 04 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 16 44 05 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 16 45 04 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 16 45 05 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 16 46 04 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 16 46 05 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 16 47 04 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 16 47 05 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 16 48 04 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 16 48 05 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 17 01 04 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 17 01 05 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 17 02 04 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 17 02 05 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 17 03 04 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 17 03 05 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 17 04 04 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 17 04 05 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 17 05 04 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 17 05 05 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 17 06 04 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 17 06 05 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 17 07 04 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 17 07 05 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 17 08 04 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 17 08 05 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 17 09 04 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 17 09 05 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 17 10 04 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 17 10 05 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 17 11 04 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 17 11 05 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 17 12 04 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 17 12 05 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 17 13 04 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 17 13 05 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 17 14 04 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 17 14 05 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 17 15 04 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 17 15 05 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 17 16 04 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 17 16 05 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 17 17 04 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 17 17 05 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 17 18 04 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 17 18 05 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 17 19 04 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 17 19 05 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 17 20 04 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 17 20 05 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 17 21 04 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 17 21 05 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 17 22 04 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 17 22 05 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO

023 17 23 04 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 17 23 05 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 17 24 04 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 17 24 05 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 17 25 04 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 17 25 05 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 17 26 04 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 17 26 05 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 17 27 04 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 17 27 05 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 17 28 04 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 17 28 05 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 17 29 04 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 17 29 05 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 17 30 04 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 17 30 05 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 17 31 04 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 17 31 05 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 17 32 04 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 17 32 05 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 17 33 04 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 17 33 05 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 17 34 04 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 17 34 05 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 17 35 04 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 17 35 05 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 17 36 04 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BO  
023 17 36 05 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BO  
023 17 37 04 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 17 37 05 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 17 38 04 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 17 38 05 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 17 39 04 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 17 39 05 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 17 40 04 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - BO  
023 17 40 05 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - BO  
023 17 41 04 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 17 41 05 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 17 42 04 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 17 42 05 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 17 43 04 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 17 43 05 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 17 44 04 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - BO  
023 17 44 05 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - BO  
023 17 45 04 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 17 45 05 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 17 46 04 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 17 46 05 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 17 47 04 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 17 47 05 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - BO  
023 17 48 04 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - BO  
023 17 48 05 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - BO  
024 01 01 04 Tipo 01, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 01 01 05 Tipo 01, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 01 02 04 Tipo 01, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 01 02 05 Tipo 01, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 01 03 04 Tipo 01, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC

024 01 03 05 Tipo 01, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 01 04 04 Tipo 01, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 01 04 05 Tipo 01, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 01 17 04 Tipo 01, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 01 17 05 Tipo 01, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 01 18 04 Tipo 01, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 01 18 05 Tipo 01, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 01 19 04 Tipo 01, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 01 19 05 Tipo 01, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 01 20 04 Tipo 01, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 01 20 05 Tipo 01, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 01 33 04 Tipo 01, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 01 33 05 Tipo 01, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 01 34 04 Tipo 01, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 01 34 05 Tipo 01, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 01 35 04 Tipo 01, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 01 35 05 Tipo 01, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 01 36 04 Tipo 01, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 01 36 05 Tipo 01, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 02 01 04 Tipo 02, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 02 01 05 Tipo 02, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 02 02 04 Tipo 02, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 02 02 05 Tipo 02, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 02 03 04 Tipo 02, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 02 03 05 Tipo 02, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 02 04 04 Tipo 02, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 02 04 05 Tipo 02, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 02 17 04 Tipo 02, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 02 17 05 Tipo 02, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 02 18 04 Tipo 02, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 02 18 05 Tipo 02, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 02 19 04 Tipo 02, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 02 19 05 Tipo 02, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 02 20 04 Tipo 02, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 02 20 05 Tipo 02, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 02 33 04 Tipo 02, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 02 33 05 Tipo 02, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 02 34 04 Tipo 02, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 02 34 05 Tipo 02, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 02 35 04 Tipo 02, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 02 35 05 Tipo 02, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 02 36 04 Tipo 02, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 02 36 05 Tipo 02, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 03 01 04 Tipo 03, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 03 01 05 Tipo 03, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 03 02 04 Tipo 03, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 03 02 05 Tipo 03, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 03 03 04 Tipo 03, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 03 03 05 Tipo 03, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 03 04 04 Tipo 03, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 03 04 05 Tipo 03, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 03 17 04 Tipo 03, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 03 17 05 Tipo 03, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 03 18 04 Tipo 03, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 03 18 05 Tipo 03, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 03 19 04 Tipo 03, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 03 19 05 Tipo 03, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC

024 03 20 04 Tipo 03, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 03 20 05 Tipo 03, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 03 33 04 Tipo 03, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 03 33 05 Tipo 03, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 03 34 04 Tipo 03, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 03 34 05 Tipo 03, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 03 35 04 Tipo 03, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 03 35 05 Tipo 03, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 03 36 04 Tipo 03, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 03 36 05 Tipo 03, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 04 01 04 Tipo 04, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 04 01 05 Tipo 04, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 04 02 04 Tipo 04, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 04 02 05 Tipo 04, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 04 03 04 Tipo 04, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 04 03 05 Tipo 04, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 04 04 04 Tipo 04, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 04 04 05 Tipo 04, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 04 17 04 Tipo 04, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 04 17 05 Tipo 04, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 04 18 04 Tipo 04, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 04 18 05 Tipo 04, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 04 19 04 Tipo 04, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 04 19 05 Tipo 04, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 04 20 04 Tipo 04, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 04 20 05 Tipo 04, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 04 33 04 Tipo 04, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 04 33 05 Tipo 04, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 04 34 04 Tipo 04, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 04 34 05 Tipo 04, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 04 35 04 Tipo 04, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 04 35 05 Tipo 04, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 04 36 04 Tipo 04, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 04 36 05 Tipo 04, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 05 01 04 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 05 01 05 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 05 02 04 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 05 02 05 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 05 03 04 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 05 03 05 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 05 04 04 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 05 04 05 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 05 05 04 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 05 05 05 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 05 06 04 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 05 06 05 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 05 07 04 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 05 07 05 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 05 08 04 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 05 08 05 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 05 09 04 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 05 09 05 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 05 10 04 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 05 10 05 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 05 11 04 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 05 11 05 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 05 12 04 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC

024 05 12 05 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 05 13 04 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 05 13 05 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 05 14 04 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 05 14 05 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 05 15 04 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 05 15 05 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 05 16 04 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 05 16 05 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 05 17 04 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 05 17 05 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 05 18 04 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 05 18 05 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 05 19 04 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 05 19 05 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 05 20 04 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 05 20 05 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 05 21 04 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 05 21 05 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 05 22 04 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 05 22 05 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 05 23 04 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 05 23 05 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 05 24 04 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 05 24 05 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 05 25 04 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 05 25 05 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 05 26 04 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 05 26 05 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 05 27 04 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 05 27 05 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 05 28 04 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 05 28 05 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 05 29 04 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 05 29 05 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 05 30 04 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 05 30 05 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 05 31 04 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 05 31 05 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 05 32 04 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 05 32 05 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 05 33 04 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 05 33 05 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 05 34 04 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 05 34 05 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 05 35 04 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 05 35 05 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 05 36 04 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 05 36 05 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 05 37 04 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 05 37 05 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 05 38 04 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 05 38 05 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 05 39 04 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 05 39 05 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 05 40 04 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 05 40 05 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC



024 05 41 04 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 05 41 05 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 05 42 04 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 05 42 05 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 05 43 04 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 05 43 05 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 05 44 04 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 05 44 05 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 05 45 04 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 05 45 05 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 05 46 04 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 05 46 05 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 05 47 04 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 05 47 05 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 05 48 04 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 05 48 05 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 06 01 04 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 06 01 05 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 06 02 04 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 06 02 05 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 06 03 04 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 06 03 05 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 06 04 04 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 06 04 05 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 06 05 04 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 06 05 05 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 06 06 04 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 06 06 05 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 06 07 04 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 06 07 05 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 06 08 04 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 06 08 05 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 06 09 04 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 06 09 05 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 06 10 04 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 06 10 05 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 06 11 04 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 06 11 05 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 06 12 04 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 06 12 05 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 06 13 04 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 06 13 05 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 06 14 04 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 06 14 05 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 06 15 04 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 06 15 05 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 06 16 04 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 06 16 05 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 06 17 04 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 06 17 05 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 06 18 04 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 06 18 05 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 06 19 04 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 06 19 05 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 06 20 04 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 06 20 05 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 06 21 04 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC

024 06 21 05 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 06 22 04 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 06 22 05 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 06 23 04 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 06 23 05 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 06 24 04 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 06 24 05 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 06 25 04 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 06 25 05 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 06 26 04 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 06 26 05 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 06 27 04 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 06 27 05 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 06 28 04 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 06 28 05 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 06 29 04 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 06 29 05 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 06 30 04 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 06 30 05 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 06 31 04 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 06 31 05 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 06 32 04 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 06 32 05 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 06 33 04 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 06 33 05 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 06 34 04 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 06 34 05 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 06 35 04 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 06 35 05 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 06 36 04 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 06 36 05 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 06 37 04 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 06 37 05 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 06 38 04 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 06 38 05 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 06 39 04 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 06 39 05 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 06 40 04 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 06 40 05 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 06 41 04 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 06 41 05 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 06 42 04 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 06 42 05 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 06 43 04 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 06 43 05 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 06 44 04 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 06 44 05 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 06 45 04 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 06 45 05 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 06 46 04 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 06 46 05 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 06 47 04 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 06 47 05 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 06 48 04 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 06 48 05 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 07 01 04 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 07 01 05 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC

024 07 02 04 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 07 02 05 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 07 03 04 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 07 03 05 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 07 04 04 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 07 04 05 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 07 05 04 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 07 05 05 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 07 06 04 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 07 06 05 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 07 07 04 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 07 07 05 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 07 08 04 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 07 08 05 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 07 09 04 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 07 09 05 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 07 10 04 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 07 10 05 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 07 11 04 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 07 11 05 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 07 12 04 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 07 12 05 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 07 13 04 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 07 13 05 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 07 14 04 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 07 14 05 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 07 15 04 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 07 15 05 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 07 16 04 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 07 16 05 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 07 17 04 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 07 17 05 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 07 18 04 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 07 18 05 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 07 19 04 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 07 19 05 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 07 20 04 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 07 20 05 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 07 21 04 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 07 21 05 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 07 22 04 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 07 22 05 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 07 23 04 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 07 23 05 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 07 24 04 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 07 24 05 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 07 25 04 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 07 25 05 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 07 26 04 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 07 26 05 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 07 27 04 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 07 27 05 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 07 28 04 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 07 28 05 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 07 29 04 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 07 29 05 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 07 30 04 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC

024 07 30 05 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 07 31 04 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 07 31 05 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 07 32 04 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 07 32 05 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 07 33 04 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 07 33 05 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 07 34 04 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 07 34 05 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 07 35 04 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 07 35 05 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 07 36 04 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 07 36 05 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 07 37 04 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 07 37 05 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 07 38 04 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 07 38 05 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 07 39 04 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 07 39 05 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 07 40 04 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 07 40 05 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 07 41 04 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 07 41 05 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 07 42 04 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 07 42 05 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 07 43 04 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 07 43 05 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 07 44 04 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 07 44 05 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 07 45 04 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 07 45 05 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 07 46 04 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 07 46 05 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 07 47 04 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 07 47 05 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 07 48 04 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 07 48 05 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 08 01 04 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 08 01 05 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 08 02 04 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 08 02 05 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 08 03 04 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 08 03 05 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 08 04 04 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 08 04 05 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 08 05 04 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 08 05 05 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 08 06 04 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 08 06 05 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 08 07 04 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 08 07 05 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 08 08 04 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 08 08 05 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 08 09 04 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 08 09 05 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 08 10 04 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 08 10 05 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC

024 08 11 04 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 08 11 05 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 08 12 04 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 08 12 05 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 08 13 04 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 08 13 05 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 08 14 04 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 08 14 05 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 08 15 04 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 08 15 05 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 08 16 04 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 08 16 05 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 08 17 04 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 08 17 05 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 08 18 04 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 08 18 05 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 08 19 04 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 08 19 05 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 08 20 04 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 08 20 05 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 08 21 04 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 08 21 05 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 08 22 04 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 08 22 05 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 08 23 04 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 08 23 05 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 08 24 04 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 08 24 05 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 08 25 04 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 08 25 05 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 08 26 04 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 08 26 05 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 08 27 04 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 08 27 05 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 08 28 04 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 08 28 05 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 08 29 04 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 08 29 05 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 08 30 04 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 08 30 05 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 08 31 04 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 08 31 05 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 08 32 04 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 08 32 05 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 08 33 04 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 08 33 05 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 08 34 04 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 08 34 05 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 08 35 04 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 08 35 05 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 08 36 04 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 08 36 05 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 08 37 04 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 08 37 05 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 08 38 04 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 08 38 05 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 08 39 04 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC



024 08 39 05 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 08 40 04 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 08 40 05 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 08 41 04 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 08 41 05 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 08 42 04 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 08 42 05 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 08 43 04 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 08 43 05 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 08 44 04 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 08 44 05 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 08 45 04 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 08 45 05 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 08 46 04 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 08 46 05 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 08 47 04 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 08 47 05 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 08 48 04 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 08 48 05 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 09 01 04 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 09 01 05 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 09 02 04 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 09 02 05 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 09 03 04 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 09 03 05 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 09 04 04 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 09 04 05 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 09 05 04 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 09 05 05 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 09 06 04 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 09 06 05 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 09 07 04 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 09 07 05 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 09 08 04 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 09 08 05 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 09 09 04 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 09 09 05 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 09 10 04 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 09 10 05 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 09 11 04 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 09 11 05 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 09 12 04 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 09 12 05 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 09 13 04 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 09 13 05 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 09 14 04 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 09 14 05 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 09 15 04 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 09 15 05 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 09 16 04 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 09 16 05 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 09 17 04 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 09 17 05 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 09 18 04 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 09 18 05 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 09 19 04 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 09 19 05 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC

024 09 20 04 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 09 20 05 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 09 21 04 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 09 21 05 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 09 22 04 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 09 22 05 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 09 23 04 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 09 23 05 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 09 24 04 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 09 24 05 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 09 25 04 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 09 25 05 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 09 26 04 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 09 26 05 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 09 27 04 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 09 27 05 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 09 28 04 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 09 28 05 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 09 29 04 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 09 29 05 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 09 30 04 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 09 30 05 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 09 31 04 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 09 31 05 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 09 32 04 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 09 32 05 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 09 33 04 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 09 33 05 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 09 34 04 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 09 34 05 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 09 35 04 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 09 35 05 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 09 36 04 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 09 36 05 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 09 37 04 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 09 37 05 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 09 38 04 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 09 38 05 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 09 39 04 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 09 39 05 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 09 40 04 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 09 40 05 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 09 41 04 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 09 41 05 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 09 42 04 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 09 42 05 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 09 43 04 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 09 43 05 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 09 44 04 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 09 44 05 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 09 45 04 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 09 45 05 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 09 46 04 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 09 46 05 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 09 47 04 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 09 47 05 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 09 48 04 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC

024 09 48 05 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 10 01 04 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 10 01 05 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 10 02 04 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 10 02 05 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 10 03 04 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 10 03 05 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 10 04 04 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 10 04 05 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 10 05 04 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 10 05 05 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 10 06 04 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 10 06 05 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 10 07 04 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 10 07 05 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 10 08 04 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 10 08 05 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 10 09 04 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 10 09 05 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 10 10 04 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 10 10 05 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 10 11 04 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 10 11 05 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 10 12 04 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 10 12 05 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 10 13 04 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 10 13 05 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 10 14 04 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 10 14 05 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 10 15 04 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 10 15 05 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 10 16 04 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 10 16 05 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 10 17 04 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 10 17 05 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 10 18 04 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 10 18 05 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 10 19 04 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 10 19 05 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 10 20 04 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 10 20 05 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 10 21 04 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 10 21 05 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 10 22 04 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 10 22 05 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 10 23 04 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 10 23 05 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 10 24 04 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 10 24 05 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 10 25 04 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 10 25 05 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 10 26 04 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 10 26 05 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 10 27 04 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 10 27 05 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 10 28 04 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 10 28 05 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC

024 10 29 04 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 10 29 05 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 10 30 04 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 10 30 05 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 10 31 04 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 10 31 05 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 10 32 04 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 10 32 05 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 10 33 04 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 10 33 05 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 10 34 04 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 10 34 05 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 10 35 04 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 10 35 05 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 10 36 04 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 10 36 05 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 10 37 04 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 10 37 05 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 10 38 04 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 10 38 05 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 10 39 04 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 10 39 05 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 10 40 04 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 10 40 05 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 10 41 04 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 10 41 05 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 10 42 04 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 10 42 05 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 10 43 04 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 10 43 05 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 10 44 04 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 10 44 05 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 10 45 04 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 10 45 05 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 10 46 04 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 10 46 05 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 10 47 04 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 10 47 05 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 10 48 04 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 10 48 05 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 11 01 04 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 11 01 05 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 11 02 04 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 11 02 05 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 11 03 04 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 11 03 05 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 11 04 04 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 11 04 05 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 11 05 04 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 11 05 05 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 11 06 04 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 11 06 05 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 11 07 04 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 11 07 05 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 11 08 04 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 11 08 05 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 11 09 04 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC

024 11 09 05 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 11 10 04 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 11 10 05 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 11 11 04 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 11 11 05 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 11 12 04 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 11 12 05 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 11 13 04 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 11 13 05 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 11 14 04 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 11 14 05 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 11 15 04 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 11 15 05 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 11 16 04 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 11 16 05 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 11 17 04 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 11 17 05 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 11 18 04 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 11 18 05 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 11 19 04 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 11 19 05 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 11 20 04 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 11 20 05 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 11 21 04 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 11 21 05 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 11 22 04 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 11 22 05 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 11 23 04 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 11 23 05 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 11 24 04 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 11 24 05 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 11 25 04 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 11 25 05 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 11 26 04 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 11 26 05 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 11 27 04 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 11 27 05 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 11 28 04 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 11 28 05 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 11 29 04 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 11 29 05 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 11 30 04 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 11 30 05 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 11 31 04 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 11 31 05 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 11 32 04 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 11 32 05 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 11 33 04 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 11 33 05 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 11 34 04 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 11 34 05 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 11 35 04 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 11 35 05 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 11 36 04 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 11 36 05 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 11 37 04 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 11 37 05 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC



024 11 38 04 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 11 38 05 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 11 39 04 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 11 39 05 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 11 40 04 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 11 40 05 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 11 41 04 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 11 41 05 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 11 42 04 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 11 42 05 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 11 43 04 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 11 43 05 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 11 44 04 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 11 44 05 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 11 45 04 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 11 45 05 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 11 46 04 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 11 46 05 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 11 47 04 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 11 47 05 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 11 48 04 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 11 48 05 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 12 01 04 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 12 01 05 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 12 02 04 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 12 02 05 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 12 03 04 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 12 03 05 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 12 04 04 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 12 04 05 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 12 05 04 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 12 05 05 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 12 06 04 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 12 06 05 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 12 07 04 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 12 07 05 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 12 08 04 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 12 08 05 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 12 09 04 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 12 09 05 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 12 10 04 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 12 10 05 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 12 11 04 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 12 11 05 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 12 12 04 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 12 12 05 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 12 13 04 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 12 13 05 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 12 14 04 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 12 14 05 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 12 15 04 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 12 15 05 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 12 16 04 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 12 16 05 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 12 17 04 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 12 17 05 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 12 18 04 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC

024 12 18 05 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 12 19 04 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 12 19 05 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 12 20 04 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 12 20 05 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 12 21 04 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 12 21 05 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 12 22 04 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 12 22 05 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 12 23 04 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 12 23 05 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 12 24 04 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 12 24 05 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 12 25 04 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 12 25 05 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 12 26 04 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 12 26 05 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 12 27 04 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 12 27 05 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 12 28 04 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 12 28 05 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 12 29 04 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 12 29 05 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 12 30 04 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 12 30 05 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 12 31 04 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 12 31 05 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 12 32 04 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 12 32 05 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 12 33 04 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 12 33 05 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 12 34 04 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 12 34 05 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 12 35 04 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 12 35 05 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 12 36 04 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 12 36 05 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 12 37 04 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 12 37 05 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 12 38 04 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 12 38 05 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 12 39 04 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 12 39 05 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 12 40 04 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 12 40 05 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 12 41 04 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 12 41 05 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 12 42 04 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 12 42 05 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 12 43 04 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 12 43 05 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 12 44 04 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 12 44 05 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 12 45 04 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 12 45 05 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 12 46 04 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 12 46 05 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC

024 12 47 04 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 12 47 05 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 12 48 04 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 12 48 05 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 13 01 04 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 13 01 05 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 13 02 04 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 13 02 05 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 13 03 04 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 13 03 05 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 13 04 04 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 13 04 05 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 13 05 04 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 13 05 05 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 13 06 04 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 13 06 05 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 13 07 04 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 13 07 05 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 13 08 04 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 13 08 05 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 13 09 04 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 13 09 05 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 13 10 04 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 13 10 05 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 13 11 04 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 13 11 05 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 13 12 04 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 13 12 05 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 13 13 04 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 13 13 05 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 13 14 04 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 13 14 05 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 13 15 04 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 13 15 05 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 13 16 04 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 13 16 05 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 13 17 04 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 13 17 05 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 13 18 04 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 13 18 05 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 13 19 04 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 13 19 05 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 13 20 04 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 13 20 05 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 13 21 04 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 13 21 05 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 13 22 04 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 13 22 05 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 13 23 04 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 13 23 05 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 13 24 04 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 13 24 05 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 13 25 04 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 13 25 05 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 13 26 04 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 13 26 05 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 13 27 04 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC

024 13 27 05 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 13 28 04 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 13 28 05 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 13 29 04 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 13 29 05 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 13 30 04 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 13 30 05 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 13 31 04 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 13 31 05 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 13 32 04 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 13 32 05 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 13 33 04 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 13 33 05 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 13 34 04 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 13 34 05 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 13 35 04 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 13 35 05 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 13 36 04 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 13 36 05 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 13 37 04 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 13 37 05 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 13 38 04 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 13 38 05 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 13 39 04 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 13 39 05 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 13 40 04 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 13 40 05 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 13 41 04 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 13 41 05 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 13 42 04 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 13 42 05 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 13 43 04 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 13 43 05 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 13 44 04 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 13 44 05 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 13 45 04 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 13 45 05 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 13 46 04 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 13 46 05 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 13 47 04 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 13 47 05 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 13 48 04 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 13 48 05 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 14 01 04 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 14 01 05 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 14 02 04 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 14 02 05 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 14 03 04 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 14 03 05 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 14 04 04 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 14 04 05 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 14 05 04 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 14 05 05 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 14 06 04 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 14 06 05 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 14 07 04 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 14 07 05 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC

024 14 08 04 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 14 08 05 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 14 09 04 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 14 09 05 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 14 10 04 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 14 10 05 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 14 11 04 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 14 11 05 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 14 12 04 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 14 12 05 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 14 13 04 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 14 13 05 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 14 14 04 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 14 14 05 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 14 15 04 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 14 15 05 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 14 16 04 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 14 16 05 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 14 17 04 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 14 17 05 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 14 18 04 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 14 18 05 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 14 19 04 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 14 19 05 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 14 20 04 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 14 20 05 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 14 21 04 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 14 21 05 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 14 22 04 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 14 22 05 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 14 23 04 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 14 23 05 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 14 24 04 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 14 24 05 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 14 25 04 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 14 25 05 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 14 26 04 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 14 26 05 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 14 27 04 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 14 27 05 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 14 28 04 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 14 28 05 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 14 29 04 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 14 29 05 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 14 30 04 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 14 30 05 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 14 31 04 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 14 31 05 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 14 32 04 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 14 32 05 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 14 33 04 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 14 33 05 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 14 34 04 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 14 34 05 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 14 35 04 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 14 35 05 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 14 36 04 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC



024 14 36 05 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 14 37 04 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 14 37 05 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 14 38 04 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 14 38 05 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 14 39 04 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 14 39 05 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 14 40 04 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 14 40 05 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 14 41 04 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 14 41 05 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 14 42 04 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 14 42 05 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 14 43 04 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 14 43 05 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 14 44 04 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 14 44 05 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 14 45 04 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 14 45 05 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 14 46 04 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 14 46 05 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 14 47 04 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 14 47 05 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 14 48 04 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 14 48 05 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 15 01 04 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 15 01 05 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 15 02 04 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 15 02 05 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 15 03 04 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 15 03 05 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 15 04 04 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 15 04 05 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 15 05 04 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 15 05 05 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 15 06 04 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 15 06 05 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 15 07 04 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 15 07 05 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 15 08 04 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 15 08 05 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 15 09 04 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 15 09 05 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 15 10 04 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 15 10 05 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 15 11 04 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 15 11 05 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 15 12 04 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 15 12 05 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 15 13 04 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 15 13 05 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 15 14 04 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 15 14 05 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 15 15 04 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 15 15 05 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 15 16 04 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 15 16 05 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC

024 15 17 04 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 15 17 05 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 15 18 04 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 15 18 05 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 15 19 04 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 15 19 05 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 15 20 04 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 15 20 05 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 15 21 04 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 15 21 05 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 15 22 04 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 15 22 05 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 15 23 04 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 15 23 05 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 15 24 04 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 15 24 05 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 15 25 04 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 15 25 05 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 15 26 04 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 15 26 05 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 15 27 04 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 15 27 05 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 15 28 04 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 15 28 05 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 15 29 04 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 15 29 05 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 15 30 04 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 15 30 05 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 15 31 04 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 15 31 05 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 15 32 04 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 15 32 05 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 15 33 04 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 15 33 05 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 15 34 04 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 15 34 05 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 15 35 04 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 15 35 05 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 15 36 04 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 15 36 05 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 15 37 04 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 15 37 05 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 15 38 04 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 15 38 05 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 15 39 04 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 15 39 05 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 15 40 04 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 15 40 05 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 15 41 04 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 15 41 05 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 15 42 04 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 15 42 05 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 15 43 04 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 15 43 05 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 15 44 04 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 15 44 05 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 15 45 04 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC

024 15 45 05 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 15 46 04 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 15 46 05 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 15 47 04 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 15 47 05 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 15 48 04 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 15 48 05 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 16 01 04 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 16 01 05 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 16 02 04 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 16 02 05 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 16 03 04 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 16 03 05 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 16 04 04 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 16 04 05 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 16 05 04 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 16 05 05 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 16 06 04 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 16 06 05 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 16 07 04 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 16 07 05 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 16 08 04 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 16 08 05 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 16 09 04 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 16 09 05 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 16 10 04 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 16 10 05 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 16 11 04 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 16 11 05 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 16 12 04 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 16 12 05 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 16 13 04 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 16 13 05 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 16 14 04 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 16 14 05 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 16 15 04 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 16 15 05 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 16 16 04 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 16 16 05 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 16 17 04 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 16 17 05 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 16 18 04 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 16 18 05 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 16 19 04 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 16 19 05 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 16 20 04 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 16 20 05 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 16 21 04 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 16 21 05 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 16 22 04 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 16 22 05 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 16 23 04 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 16 23 05 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 16 24 04 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 16 24 05 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 16 25 04 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 16 25 05 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC

024 16 26 04 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 16 26 05 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 16 27 04 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 16 27 05 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 16 28 04 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 16 28 05 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 16 29 04 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 16 29 05 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 16 30 04 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 16 30 05 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 16 31 04 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 16 31 05 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 16 32 04 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 16 32 05 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 16 33 04 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 16 33 05 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 16 34 04 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 16 34 05 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 16 35 04 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 16 35 05 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 16 36 04 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 16 36 05 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 16 37 04 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 16 37 05 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 16 38 04 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 16 38 05 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 16 39 04 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 16 39 05 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 16 40 04 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 16 40 05 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 16 41 04 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 16 41 05 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 16 42 04 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 16 42 05 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 16 43 04 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 16 43 05 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 16 44 04 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 16 44 05 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 16 45 04 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 16 45 05 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 16 46 04 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 16 46 05 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 16 47 04 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 16 47 05 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 16 48 04 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 16 48 05 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 17 01 04 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 17 01 05 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 17 02 04 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 17 02 05 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 17 03 04 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 17 03 05 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 17 04 04 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 17 04 05 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 17 05 04 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 17 05 05 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 17 06 04 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC

024 17 06 05 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 17 07 04 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 17 07 05 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 17 08 04 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 17 08 05 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 17 09 04 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 17 09 05 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 17 10 04 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 17 10 05 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 17 11 04 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 17 11 05 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 17 12 04 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 17 12 05 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 17 13 04 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 17 13 05 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 17 14 04 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 17 14 05 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 17 15 04 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 17 15 05 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 17 16 04 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 17 16 05 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 17 17 04 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 17 17 05 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 17 18 04 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 17 18 05 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 17 19 04 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 17 19 05 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 17 20 04 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 17 20 05 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 17 21 04 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 17 21 05 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 17 22 04 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 17 22 05 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 17 23 04 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 17 23 05 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 17 24 04 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 17 24 05 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 17 25 04 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 17 25 05 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 17 26 04 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 17 26 05 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 17 27 04 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 17 27 05 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 17 28 04 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 17 28 05 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 17 29 04 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 17 29 05 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 17 30 04 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 17 30 05 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 17 31 04 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 17 31 05 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 17 32 04 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 17 32 05 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 17 33 04 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 17 33 05 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 17 34 04 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 17 34 05 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC



024 17 35 04 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 17 35 05 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 17 36 04 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC  
024 17 36 05 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC  
024 17 37 04 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 17 37 05 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 17 38 04 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 17 38 05 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 17 39 04 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 17 39 05 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 17 40 04 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC  
024 17 40 05 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC  
024 17 41 04 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 17 41 05 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 17 42 04 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 17 42 05 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 17 43 04 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 17 43 05 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 17 44 04 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC  
024 17 44 05 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC  
024 17 45 04 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 17 45 05 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 17 46 04 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 17 46 05 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 17 47 04 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 17 47 05 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC  
024 17 48 04 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC  
024 17 48 05 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC

**Modo de Uso:**

O procedimento cirúrgico é a critério do médico cirurgião, a escolha do tipo de cânula e a metodologia de utilização variam de acordo com a técnica empregada. Esse produto deve ser utilizado somente por profissionais habilitados e treinados para as técnicas utilizadas.

Orientações gerais para procedimento com uso desse produto:

- Verifique se a embalagem não está danificada;
- Verifique se a indicação de esterilização está correta;
- Verifique o prazo de validade da esterilização;
- Abra a caixa da embalagem e retire o blister selado;
- Seguindo os procedimentos de manuseio de produtos estéreis, abra o blister e retire o produto;
- Conecte a cânula à peça de mão e esta ao Shaver que deve estar conectado à rede elétrica correspondente;
- Ligue o Shaver;
- Realize o procedimento cirúrgico aplicável;
- Após o procedimento, desligue o Shaver e desconecte a cânula.

Esta instrução de uso, por tanto, não explica ou discute procedimentos clínicos. Este somente descreve a operação básica e precauções relacionadas à operação deste instrumento.

**Processamento:**

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO E REUTILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS

A Cânula de Debridação Curva para Shaver Arthro Medic deve ser utilizada somente por profissionais qualificados e devidamente treinados de acordo com as técnicas médicas disponíveis e apropriadas para a utilização do produto.

Instruções Pré-Operatória: A seleção dos instrumentais é parte integrante do planejamento cirúrgico e deve ser realizada por meio de uma solicitação médica formal que indique a técnica pretendida, as características

do instrumento a ser usado e as especificações dos componentes integrantes do sistema de instrumentais. É muito importante realizar uma inspeção minuciosa em cada componente que atente pelas condições de uso e limpeza. A esterilização é obrigatória e deve ter sua eficiência comprovada. A revisão da técnica de instrumentação cirúrgica antes da utilização efetiva torna o procedimento mais eficiente.

Instruções Intraoperatória: As Cânulas de Debridação Curva para Shaver Arthro Medic servem exclusivamente para auxílio médico.

#### - UTILIZAÇÃO:

A utilização das Cânulas de Debridação Curva para Shaver Arthro Medic deve sempre ser feita sob orientação técnica e restrita à ambientes clínicos e hospitalares; com os seguintes cuidados:

Inspeções: Só poderão ser utilizados os instrumentais submetidos à inspeção técnica prévia.

Inspeção Técnica: As Cânulas de Debridação Curva para Shaver Arthro Medic antes de serem disponibilizados para uso devem ser submetidos à inspeção técnica por responsável habilitado. As peças reprovadas devem ser separadas para revisão e manutenção pelo fornecedor ou destinadas para descarte. A inspeção deve verificar as características associadas à conservação e a funcionalidade do instrumental, incluindo aspectos superficiais, como manchas, oxidações e danos, além de características pertinentes a cada instrumental, tais como facilidade de articulação e capacidade de apreensão.

Nota: Todo o instrumental deve ser limpo tão logo o término do procedimento cirúrgico, desta forma evitando o endurecimento de líquidos originados do trabalho cirúrgico. Todo processo de limpeza deve ser feito com ordem e cuidado, evitando quedas, batidas que possam comprometer os instrumentais.

#### - REUTILIZAÇÃO:

O processo para reutilização do instrumental cirúrgico envolve, no mínimo, seis etapas básicas: limpeza prévia, descontaminação, lavagem, enxágue, secagem e esterilização. Recomenda-se que todo instrumental seja limpo imediatamente após o procedimento cirúrgico em que for empregado evitando o

endurecimento de sujidades oriundas deste procedimento. A limpeza deve ter uma padronização evitando a disseminação de contaminação e danos ao instrumental. Todo procedimento de limpeza manual deve ser realizado utilizando-se equipamentos de proteção individual apropriados.

Nas operações de limpeza em equipamentos automáticos, as instruções dos fabricantes devem ser rigorosamente seguidas, em especial quanto aos produtos e à qualidade da água a serem empregados.

Em hipótese alguma, deve-se empregar palhas de aço ou outros produtos abrasivos, mesmo os saponáceos para remoção de sujidades remanescentes de qualquer etapa do processo de limpeza.

Deve-se assegurar que o instrumental, estejam livres de qualquer produto de preservação, bem como de qualquer sujidade oriunda da estocagem ou do procedimento de reparo. A presença de produtos não hidrossolúveis pode acarretar a formação de barreiras físicas, protegendo microrganismos da ação de germicidas, bem como proporcionar a retenção de sujidades indesejáveis à posterior utilização do instrumental. A qualidade da água é fator fundamental tanto para o processo de limpeza, quanto para a conservação do instrumental. A presença de elementos particulados, a concentração de elementos ou substâncias químicas, e o desequilíbrio de pH pode deteriorar o instrumento durante o processo de limpeza.

A combinação de alguns destes parâmetros pode levar a incrustação de precipitados minerais, não elimináveis na fase de remoção de incrustações de matéria orgânica, bem como à indução do processo de corrosão do aço inoxidável, como no caso de presença excessiva de cloretos. Recomenda-se que a

água empregada na lavagem do instrumental esteja de acordo com as exigências de qualidade estabelecida no processo de esterilização.

Limpeza prévia:

- O instrumental deve ser mergulhado, em um recipiente apropriado contendo água e detergente, preferencialmente enzimático, à temperatura ambiente. A seguir, deve ser rigorosamente lavado em água corrente, preferencialmente morna. Essa fase deve sempre ser realizada com água a temperaturas inferiores a 45°C, pois temperaturas mais elevadas causam a coagulação das proteínas, dificultando o processo de remoção de incrustações do instrumental.

Descontaminação:

- É feita através da imersão do instrumental, em um recipiente apropriado contendo solução de desinfetante em água, à temperatura ambiente (desinfecção química), ou em banho aquecido (desinfecção termoquímica). O tempo de imersão do instrumental depende tanto da temperatura de operação, quanto da diluição, e do tipo de desinfetante empregado.

Lavagem:

- As peças devem ser totalmente escovadas, com escova de cerdas macias, dando-se especial atenção às articulações, serrilhas e cremalheiras. Especial atenção deve ser dada às áreas de difícil acesso, onde pode ocorrer a retenção de tecidos orgânicos e a deposição de secreções ou soluções desinfetantes.

Enxágue:

- O instrumental deve ser enxaguado, abundantemente, em água corrente. Recomenda-se a utilização de água aquecida para o enxágue do instrumental.

Secagem:

- Deve-se assegurar que os processos de secagem não introduzam umidade, partículas ou felpas na superfície do instrumental. Recomenda-se que o tecido seja absorvente e macio.

Esterilização:

- Os instrumentais devem ser esterilizados antes do uso. Para iniciar o processo de esterilização deve-se assegurar que os instrumentais estejam rigorosamente limpos. Recomenda-se a esterilização em autoclave utilizando temperatura e tempo de exposição conforme tabela abaixo, ou de acordo com o método vigente no hospital. É extremamente importante a validação dos parâmetros e processo do tipo específico do equipamento e configuração para colocação dos produtos de cada instituição de saúde, bem como a apropriada manutenção preventiva e corretiva do equipamento de esterilização. Cabe ao operador validar todos os ciclos de esterilização e verificar a eficácia do processo de esterilização.

Tipo de ciclo	Temperatura (°C)	Pressão (atm)	Tempo de exposição mínimo (minutos)		Tempo de secagem Mínimo (minutos)
			Com embalagem	Sem embalagem	
Pré-vácuo/vácuo pulsante	132	1,83	4	4	30
Pré-vácuo/vácuo pulsante <sup>1</sup>	134	2,96	18	18	
Pré-vácuo/vácuo pulsante <sup>2</sup>	132	1,83	8	8	

<sup>1</sup>Parâmetros de Esterilização recomendados pela OMS nos casos onde há suspeita de contaminação por Doença de Creutzfeldt-Jakob ou encefalopatia espongiforme transmissível  
<sup>2</sup>Parâmetros para Cases para instrumentais sem lugar estabelecido para colocara carga.

**Armazenamento:**

Armazenar conforme normas para produtos correlatos, em local bem ventilado, limpo e fresco, sem presença de gases corrosivos, à temperatura e umidade ambiente. Não molhar ou danificar as embalagens originais. A CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO CURVA PARA SHAVER ARTHRO MEDIC, antes da utilização, deve ser armazenado de forma a manter a integridade da embalagem. Recomenda-se que a CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO CURVA PARA SHAVER ARTHRO MEDIC seja armazenado separadamente de instrumentais. Armazenar em estantes de armação metálica ou vidro, com altura mínima do piso, possibilitando assim a limpeza e higiene diária.

**Transporte:**

É necessário que não seja colocado nenhum objeto pesado ou pontiagudo adjacente ao produto para não danificar a embalagem e evitar a contaminação consequente disso.

A CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO CURVA PARA SHAVER ARTHRO MEDIC deve ser transportada de forma a impedir qualquer dano ou alteração com relação às condições de recebimento da CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO CURVA PARA SHAVER ARTHRO MEDIC e de sua embalagem.

**Advertências e Precauções:**

- Este produto somente pode ser utilizado sob prescrição médica ou sua supervisão;
- O fabricante deste produto não pratica a medicina e não recomenda esta ou qualquer outra técnica cirúrgica para uso em um determinado paciente. O cirurgião que executa qualquer procedimento cirúrgico é responsável pela determinação e utilização de técnicas apropriadas para cada tipo de paciente;
- Teste primeiramente a cânula fora do paciente, nos modos e velocidades de trabalho;
- Não utilize a cânula que pareça danificada ou com vibração excessiva;
- Não utilize força excessiva, pois pode resultar em quebra ou fratura da cânula;
- Cânulas com vibração excessiva podem aquecer e/ou causar aquecimento na peça de mão;
- Não aplique ou exerça força de alavanca nas Cânulas;
- Não toque a área de movimento da cânula com outros instrumentos. Se isso ocorrer, poderá resultar em quebra, fratura ou dano da cânula ou do equipamento;
- Não utilize o produto fora da data de validade e sempre verifique se a indicação de esterilização está correta
- O produto só deve ser utilizado por profissionais médicos qualificados, que possuam o conhecimento e a experiência necessários para a devida utilização do produto, conhecimento de manuseio de produtos estéreis;
- O produto deve ser transportado e acondicionado sempre protegido contra todo tipo de umidade, sujeira e contato com substâncias inflamáveis, corrosivas, tóxicas ou explosivas;
- A embalagem não deve estar furada ou rasgada, deve ficar longe de instrumentos cortantes ou pontiagudos;
- Não guarde ou armazene este produto próximo a produtos de categorias diferentes;

- A CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO CURVA PARA SHAVER ARTHRO MEDIC, de uso único, é embalado em embalagens não reutilizáveis, de forma que estão estéreis no momento de sua comercialização e que mantêm esta qualidade nas condições previstas de armazenamento e transporte, até que a embalagem protetora que garante a esterilidade seja violada ou aberta. Somente use se a CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO CURVA PARA SHAVER ARTHRO MEDIC estiver em embalagem íntegra e dentro do prazo de validade;
- Necessidade de desqualificação do produto no caso de acidentes de manuseio e transporte que restrinjam o uso;
- O produto é apresentado esterilizado, portanto, a embalagem (blister) somente deve ser aberta pelo circulante de sala e apresentada ao cirurgião. A integridade física da embalagem deve ser mantida até o momento da abertura pelo circulante de sala;
- Qualquer embalagem que tenha suas características superficiais alteradas, que tenha caído ou sido mal manuseado ou que seja suspeito de ter sofrido dano não deve ser utilizada e deve retornar ao fornecedor.

#### **Contraindicações / Efeitos Adversos:**

Não há contraindicações nem efeitos adversos para o uso do produto.

#### **Garantia:**

Os produtos fabricados pela Bhio Supply Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos S/A. são garantidos contra defeitos de fabricação.

Os produtos que comprovadamente tenham apresentado defeito serão substituídos pela Bhio Supply. Para isso, os produtos deverão ser remetidos ao departamento de assistência técnica da Bhio Supply, acompanhados da descrição do defeito apresentado. Caso o produto estiver contaminado, o mesmo deve ser limpo e desinfetado antes do envio.

A garantia será invalidada caso seja verificado que o produto foi sujeito a manuseio inadequado.

#### **Assistência Técnica:**

A Bhio Supply presta assistência técnica para todos os seus produtos. Os canais de contato para assuntos relacionados a Assistência Técnica são os seguintes:

e-mail: [assistencia@bhiosupply.com.br](mailto:assistencia@bhiosupply.com.br)

Fone: +55 51 3459 4000

Endereço:

Av. Luiz Pasteur, N° 4959 – Esteio – RS – Brasil

CEP: 93.290.010

#### **Fabricante Legal:**

Bhio Supply Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos S/A.

CNPJ: 73.297.509/0001-11

Endereço:

Av. Luiz Pasteur, N°4959 – Esteio/RS - Brasil

Telefone/Fax: 55 51 3473-7450 / 3458-4479

Telefone SAC: 55 51 3459-4000

[www.bhiosupply.com.br](http://www.bhiosupply.com.br)

#### **Responsável Técnico:**

**Jaqueline Timm – CRF/RS 10514**



**Unidade Fabril:**

Bhio Supply Industria e Comércio de Equipamentos Médicos S/A.

CNPJ: 73.297.509/0001-11

Endereço:

Av. Luiz Pasteur, N°4959 – Esteio/RS - Brasil

Telefone/Fax: 55 51 3473-7450 / 3458-4479

Telefone SAC: 55 51 3459-4000

[www.bhiosupply.com.br](http://www.bhiosupply.com.br)

**Responsável Técnico:**

**Jaqueline Timm – CRF/RS 10514**