

Instrumentais de Alto Desempenho

Permatip[®]

Bhio Supply

Para aprimorar o desempenho dos procedimentos de videocirurgia, a Bhio Supply desenvolveu os instrumentais de alto desempenho Permatip.

Esta nova linha de produtos, com tecnologia de revestimento em PVD, confere extrema dureza de superfície, que resulta numa ligação muito forte com o substrato do instrumental propiciando grande resistência ao desgaste causado pelo uso intenso nos hospitais.

A durabilidade destes instrumentais é aumentada exponencialmente em quatro vezes, garantindo excelente desempenho e resistência à corrosão e oxidação.



bhiopdi Pesquisa
Desenvolvimento
Inovação



bhiosupply



Instrumentais de Alto Desempenho

Permatip®

PVD Coating

A combinação da tecnologia de carboneto de tungstênio PVD coating (Physical Vapor Deposition), é o termo usado para descrever o processo de revestimento que resulta em uma dureza de superfície extremamente alta, conferindo aos produtos extraordinário desempenho e alta resistência ao desgaste.

Pinças, Tesouras e Contra Porta Agulha de Alto Desempenho



Eletrodos de Alto Desempenho

Eletrodos com isolamento cerâmico e com revestimento em PVD, apresentam excepcional resistência ao calor no momento da utilização do eletro-cautério. Este processo diminui a aderência de resíduos, facilitando a remoção e limpeza dos instrumentos cirúrgicos após o uso.

