

Para fechamento de Aponeurose

Kit TAIAP[®]

Bhio Supply

TAIAP é um dispositivo para fechamento da aponeurose. Instrumental reutilizável (uso permanente) é produzido em alumínio aeronáutico com tratamento anodizado. Está disponível em 3 tamanhos

bhiopdi Pesquisa
Desenvolvimento
Inovação

O Kit TAIAP é composto dos seguintes instrumentais:

- Pinça de 2mm e haste de 15cm com empunhadura em aço inox sem cremalheira
- Passa fio TAIAP de: 10/12mm, 15mm e 25mm



bhiosupply



Para fechamento de Aponeurose

kit TAIAP[®]

Características singulares


Passa fio TAIAP

- Longa durabilidade e resistência ao processo de esterilização
- Ranhuras transversais garante total aderência à parede abdominal
- Ponta-guia facilita a inserção do passa fio TAIAP



Pinça TAIAP

- Design da pinça e sua parte ativa exclusivo para o procedimento
- Uso permanente
- Desmontável para facilitar a desinfecção e esterilização



Benefícios ao utilizar o Kit TAIAP

- Otimiza os procedimentos no fechamento de aponeurose
- Redução de incidência de hérnia incisional em procedimentos comportais acima de 10mm
- Eficácia na sutura interna da aponeurose
- Possibilita melhor resultado estético

